

SILLONES

ARMCHAIRS





in the world



**Calidad
Quality**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.

Depósito Legal: GU-311/2006

Depósito Legal:
GU-311/2006



Indice

Index

4	Sillón para extracciones de sangre <i>Blood extractions armchair</i>
6	Sillón para diálisis <i>Haemodialysis armchair</i>
8	Sillón para extracciones de sangre <i>Blood extractions armchair</i>
16	Sillón para podología <i>Chiropodist armchair</i>
18	Sillones de descanso <i>Hospital patient's resting armchair</i>
24	Colores <i>Colours</i>





21
8
4
6
5



_Regulable en altura hidráulicamente de 55cm a 85cm

_Hydraulic adjustable height from 55cm to 85cm

21255



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo y reposa-pies articulados mediante resorte de gas
- _Asiento inclinación eléctrica
- _Trendelemburg / antitren
- _Brazos en forma de teja, regulables en altura, giratorios y reclinables con fijación mediante maneta
- _Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- _Cuatro ruedas giratorias dobles 50mm
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _Backrest and footrest gas-spring operated
- _Electric reclining seat
- _Trendelemburg / antitrendelemburg
- _Adjustable armrests
- _Retractable rolling system fixing floor
- _ø50 mm rolling wheels
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



_Brazo regulable

_Adjustable arm rest




21250

Regulable en altura eléctricamente de 55cm a 85cm

Electrical adjustable height from 55cm to 85cm



21250	180	80	55-85	35	0,84
21255	180	80	55-85	45	0,84



Colores / Colours






21185

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Soportes de pies extensibles
- _ Soportes de brazos escamotables y giratorios
- _ Mando de control eléctrico con accionamiento individual y sincronizado
- _ Sistema de memorias predeterminadas
- _ Ruedas de 125mm con sistema de freno centralizado
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Unfolding feet support
- _ Revolving and folding arm support
- _ Electric device with either synchronized or individual action control
- _ Predetermined memory system
- _ Revolving wheels of 125mm with centralized brake system
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather



					
21185	185	60	54-83	70	0,65

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON PARA DIALISIS / HAEMODIALYSIS ARMCHAIR

_Posición de Trendelemburg y antitrendelemburg eléctrico

_Electric Trendelemburg and antitrendelemburg position



_Respaldo abatible eléctricamente hasta 90°

_Electric reclining backrest till 90°



_Reposa piernas abatible eléctricamente

_Electric folding legs rest

_Altura regulable eléctricamente de 54cm a 83cm

_Electric height adjustment from 54cm to 83cm

Colores | Colours




21188

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Altura regulable electricamente
- _ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- _ Piecero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- _ Trendelemburg simultáneo en posición elevada
- _ Brazos en forma de teja regulables en altura giratorios y reclinables con fijación, mediante maneta
- _ Apoyacabezas regulable en altura
- _ Cuatro patas una de ellas con nivelador
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Electric height adjustable
- _ Backrest operated by gas system from horizontal to seated position
- _ Folding footrest by gas system to horizontal position
- _ Simultaneous trendelemburg in high position
- _ Armrest adjustable in height, swing and reclining by knob
- _ Height adjustable headrest
- _ Four legs, one with level
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



_Apoyacabezas regulable en altura

_Height adjustable headrest



					
21188	180	80	52-92	62	0,87

Colores | Colours




SILLONES / ARMCHAIRS

SILLON DE EXTRACCIONES DE SANGRE / BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR



21184



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Respaldo y piecero sincronizado mediante resorte de gas
- _ Varias posiciones
- _ Reposo brazos giratorios y regulables en altura
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Backrest and footrest synchronized by gas-spring
- _ Different optional positions
- _ Rolling armrests adjustable in height
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

					
21184	172	60	120	32	0,51

inmoclinic 
Furniture for your health



_Mesas auxiliares abatibles y regulables en altura

_Auxiliary reclining and adjustable in height tables



Colores | Colours





21180

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero cromado
- _ Respaldo y piecero articulados manualmente hasta la posición de horizontal
- _ Reposabrazos regulables y desmontables
- _ Largo extendido: 165cm
- _ Altura del asiento 60cm
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Chromed steel structure
- _ Manually adjustable backrest and footrest to horizontal position
- _ Adjustable and removable armrest
- _ Length of seat extended: 165cm
- _ Height of seat 60cm
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

					
21180	60	80	135	25	0,60
21182	60	80	135	25	0,60



21182

_Tapizado Ergonómico
_Ergonomic upholstery

Colores | Colours



21186



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Respaldo (+85° / -18°) y piecero sincronizado mediante resorte a gas
- _ Varias posiciones
- _ Reposabrazos giratorios y regulables en altura
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 30 kg/m3
- _ Carga máxima de seguridad 150 kg
- _ Altura máxima de asiento 50 cm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Adjustable backrest (+85° / -18°) and footrest synchronized by gas-spring
- _ Different positions
- _ Adjustable in height and rotating armrests
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather.
- _ High density 30Kg/m3
- _ Load capacity 150Kg
- _ Seat height: 50 cm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

**21187**

					
21186	65	81	113	42	0,59
21187	65	75	105	40	0,51

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo abatible mediante resorte a gas (+85° / -18°)
- _Reposabrazos giratorios y regulables en altura
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 30 kg/m³
- _Carga máxima de seguridad 150 kg
- _Altura máxima de asiento 50 cm

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _Adjustable backrest (+85° / -18°) by gas-spring
- _Adjustable in height and rotating armrests
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather. High density 30Kg/m³
- _Load capacity 150 Kg
- _Seat height: 50 cm

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo articulado mediante resorte a gas
- _Asiento inclinación eléctrica
- _Reposa-piernas independientes regulables mediante resorte a gas
- _Trendelemburg-antitrendelemburg
- _Brazos abatibles
- _Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- _Cuatro ruedas giratorias dobles 50mm
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _Back rest gas spring operated
- _Electric reclining seat
- _Two independent gas spring adjustable legings
- _Trendelemburg / antitren
- _Folding arms
- _Retractable rolling system fixing floor
- _ø50 mm rolling wheels
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.




_Brazos abatibles

_Folding arms

21210


_Regulable en altura hidráulicamente de 55cm a 85cm

_Hydraulic adjustable height from 55cm to 85cm



_Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo

_Retractable rolling system fixing floor



_Reposapiés extensible


_Extendible footrests







_Posición horizontal

_Horizontal position



_Reposapiés Independientes

_Independent resting-feet



21215

_Regulable en altura eléctricamente de 55cm a 85cm

_Electrical adjustable height from 55cm to 85cm

					
21210	180	85	55-85	45	0,84
21215	180	85	55-85	45	0,84

Colores | Colours



21153

- _Reposapiés escamoteable bajo el asiento
- _Dos ruedas giratorias traseras de 50 mm

- _Retractable footrest under the seat
- _Two rolling wheels Ø 50 mm at the back



21152

- _Reposapiés escamoteable bajo el asiento con soporte de pie de goma
- _Cuatro ruedas giratorias: Dos ruedas de 125 mm con freno en parte trasera y dos ruedas de 100 sin freno en parte delantera

- _Retractable footrest under the seat with rubber feet support
- _Four rolling wheels: Two wheels Ø 125 mm with brakes at the back and two wheels Ø 100 mm without brake at the front

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _Estructura acero de gran robustez y durabilidad con revestimiento en epoxy
- _Respaldo abatible mediante resorte a gas (+85°/-18°)
- _Reposabrazos abatibles
- _Asidero de empuje en respaldo
- _Soporte para bolsa de orina y dos acoples para portasueros
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 30 kg/m3
- _Carga máxima de seguridad 200 kg
- _Altura máxima de asiento 50 cm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating, robust
- _Reclining backrest by gas-spring (+85°/-15°)
- _Retractable footrest under the seat with rubber feet support
- _Folding armrest
- _Push handle in the backrest
- _Urine bag support and two hanging for IV pole
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather.
- _High density 30Kg/m3
- _Load capacity 200Kg
- _Maximum seat height 50 cm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



21165

					
21152	91	83	113	60	0,85
21153	83	82	105	52	0,71
21165	64	83	107	35	0,57

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo abatible mediante resorte a gas
- _Reposabrazos fijos
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 30 kg/m³
- _Carga máxima de seguridad 150 kg
- _Altura máxima de asiento 45 cm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _Adjustable backrest by gas-spring
- _Fixed armrests
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather. High density 30Kg/m³
- _Load capacity 150 Kg
- _Seat height: 45 cm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours

21154

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo abatible a gas
- _Reposabrazos abatibles
- _Reposapiés escamoteables bajo el asiento con soporte de pies de goma
- _Dos ruedas de 125mm con freno y dos ruedas de 100mm
- _Altura del asiento 50cm
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR
- _Steel structure with epoxy coating
- _Reclining backrest gas-spring operated
- _Folding armrest
- _Retractable footrest under the seat with rubber feet support
- _Two wheels ø125mm with brakes and two rollings wheels ø100mm
- _Height of seat 50cm
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

21154	65	83	120	40	0,69
21158	65	75	105	30	0,51



_OPCIONAL: Reposacabezas con orejeras (Ref 21158.01)

_OPTIONAL: Headrest cushion (Code: 21158.01)

21158

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO Y ACOMPAÑANTE
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo abatible a gas
- _Reposabrazos abatibles
- _Reposapiés escamoteables bajo el asiento
- _Altura del asiento 42 cm
- _Dos ruedas traseras giratorias 50mm
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _HOSPITAL PATIENT'S AND COMPANION'S RESTING ARMCHAIR
- _Steel structure with epoxy coating
- _Reclining backrest gas-spring operated
- _Folding armrest
- _Retractable footrest under the seat
- _Height of seat 42cm
- _Two rollings wheels 50mm and two ending feet
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



Colores | Colours



21161



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo y piecero articulados con resorte a gas sincronizados
- _Reposa brazos abatibles
- _Altura del asiento 49cm
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR
- _Steel structure with epoxy coating
- _Adjustable back and foot rest by synchronized gas spring
- _Folding armrest
- _Seat height 49cm
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

21162

- _Ruedas de 80mm dos de ellas con freno
- _80mm rolling wheels. Two with brakes.





21164

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SILLON DE DESCANSO PARA ENFERMO
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Respaldo y piecero independientes abatibles mediante resorte a gas
- _Reposa brazos abatibles
- _Altura del asiento 49cm
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _HOSPITAL PATIENT'S RESTING ARMCHAIR
- _Steel structure with epoxy coating
- _Adjustable back and foot rest by independent gas spring
- _Folding armrest
- _Seat height 49cm
- _Synthetic and fireproof M2 upholstery in leather

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.




					
21161	65	80	115	30	0,60
21162	65	80	115	30	0,60
21164	65	80	115	30	0,60

Colores / Colours





Colores | Colours



_Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.

_Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.

Características Técnicas SKAY

TAPIZADO

- _Protección antimicrobiana
- _Protección antibacteriana
- _Protección antimicótica
- _Alta resistencia a la abrasión
 - Test Martindale en seco >51.200 revoluciones
 - Test Martindale en húmedo >12.800 revoluciones
 - Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
- _Resistencia a la transpiración y saliva humana
- _Resistencia a la orina
- _Resistencia a la sangre
- _Superficie resistente a las manchas

FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- _Lavar con agua y jabón suave
- _Enjuagar con agua limpia
- _Secar con un trapo suave

IMPORTANTE: No emplear sustancias abrasivas, disolventes ni compuestos de silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.

MATERIAL IGNÍFUGO _M-2

SKAY Technical characteristics

UPHOLSTERY

- _Antimicrobial protection
- _Antibacterial protection
- _Antimitotic protection
- _Super abrasion resistance
 - Martindale test (dry) >51.200 rubs
 - Martindale test (wet) >12.800 rubs
 - Wyzenbeek test > 70.000 rubs
- _Resistance to spitting and perspiration
- _Urine resistance
- _Blood resistance
- _Stain resistance surface

EASY TO CLEAN AND MAINTAIN

- _Wash with neutral soap and water
- _Rinse with clear water
- _Pat dry with a soft cotton cloth

IMPORTANT: Do not use abrasives, solvents or silicone compounds. Also avoid cleaning with stiff bristled brushes or metal sponges, as they can affect the material properties.

FLAME RETARDANT _M-2


SILLONES

ARMCHAIRS

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmocline.com
www.inmocline.com

TABURETES

STOOLS



ED6

inmoclinc 



in the world



**Calidad
Quality**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.



Indice

Index



4	Taburete de cirujano <i>Surgeon stool</i>
6	Taburete giratorio alto <i>High revolving stool</i>
8	Taburete giratorio bajo <i>Low revolving stool</i>
10	Taburete de cirujano giratorio <i>Surgeon revolving stool</i>
12	Taburete giratorio alto <i>High revolving stool</i>
13	Taburete giratorio bajo <i>Low revolving stool</i>
14	Taburetes acero inoxidable <i>Revolving stainless steel stool</i>
16	Taburete bajo asiento triangular <i>Triangle shaped revolving stool</i>
17	Taburete bajo activado con pié <i>Low revolving stool activated by foot ring</i>
18	Taburete giratorio "Pony" <i>Saddle revolving stool</i>
20	Taburete laboratorio <i>Laboratory revolving stool</i>
21	Opciones de ruedas <i>Wheels options</i>
22	Colores <i>Colours</i>

21
84
6
5

TABURETES / STOOLS

TABURETE DE CIRUJANO / SURGEON STOOL

I23200



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado con pedal
- _Asiento en forma de triángulo tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³
- _Respaldo de polipropileno, basculante, tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³ regulable en altura y profundidad
- _Apoyabrazos laterales, tapizados y acolchados, giratorios rotación completa de 360° y regulables en altura
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Base de aluminio ø600mm con prevención antivuelco
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm con freno centralizado

¡IMPORTANTE! Color único, solo se fabrica en **NEGRO**.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder with pedal
- _Tri-shaped seat, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 40Kg/m³
- _Polypropylene backrest, tilting, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 40Kg/m³, height and depth adjustable
- _Adjustable armrest support in height with rotation 360°
- _Adjustable footrest ring
- _Aluminum counterweight base ø600mm
- _Five rolling wheels ø50mm with centralized brake

IMPORTANT: Made only in **BLACK** colour




23200	60	70	68-88	20	0,30



_Pena fija

_Fixed base



_Pena rodable

_Rolling base

Colores | Colours

67

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370 mm
- Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad
- Apoyabrazos laterales, tapizados y acolchados, giratorios 360° y regulables en altura
- Base de aluminio ø490mm
- Aro reposapiés regulable en altura
- Cinco ruedas giratorias ø50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

23215

Aro reposapiés regulable en altura

Adjustable footrest ring

23210



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø370 mm
- Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25 Kg/m³, height and depth adjustable
- Adjustable armrest support in height with rotation 360°
- Aluminum base ø490mm
- Five Rolling wheels ø50mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Opciones ruedas: Ver página 21

Wheels options: see page 21

23210	50	50	54-74	12	0,14
23215	50	50	54-74	13	0,14

Colores | Colours





23100

- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Adjustable footrest ring

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370 mm
- _Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad
- _Base de aluminio ø490mm
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø370 mm
- _Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25 Kg/m³, height and depth adjustable
- _Aluminum base ø490mm
- _Adjustable footrest ring
- _Five Rolling wheels ø50mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours



23106





23107



23101

_Aro reposapiés regulable en altura

_Adjustable footrest ring

_Opciones ruedas: Ver página 21
_Wheels options: see page 21

					
23100	50	50	63-87	10	0,16
23106	50	50	63-87	9	0,16
23101	54	54	61-86	10	0,18
23107	54	54	61-86	9	0,18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370 mm
- _Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad
- _Base de nylon ø540mm
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 30 Kg/m³, ø370 mm
- _Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25 Kg/m³, height and depth adjustable
- _Nylon base ø540mm
- _Adjustable footrest ring
- _Five Rolling wheels ø50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



I23116

_Aro reposapiés regulable en altura

_Adjustable footrest ring



I23118



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø370 mm
- _Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25 Kg/m³, height and depth adjustable
- _Aluminum base ø490mm
- _Adjustable footrest ring
- _Five Rolling wheels ø50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas, altura mínima 56cm - máxima 76cm
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370 mm
- _Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad
- _Base de aluminio ø490mm
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

Colores | Colours



23120

_Aro reposapiés regulable en altura

_Adjustable footrest ring

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø370 mm
- _Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25 Kg/m³, height and depth adjustable
- _Nylon base ø540mm
- _Adjustable footrest ring
- _Five Rolling wheels ø50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø70 mm
- _Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad
- _Base de nylon ø540mm
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

23119



_Opciones ruedas: Ver página 21
_Wheels options: see page 21

					
23116	50	50	54-74	8	0,14
23118	50	50	54-74	7	0,14
23119	54	54	54-74	7	0,16
23120	54	54	54-74	8	0,16



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _ Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370 mm
- _ Respaldo tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³ regulable en altura
- _ Base de aluminio ø490mm
- _ Cinco ruedas giratorias ø50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40Kg/m³, ø370mm
- _ Backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 40Kg/m³, height adjustable
- _ Aluminum base ø490mm
- _ Five rolling wheels ø50mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

_ Opciones ruedas: Ver página 21
_ Wheels options: see page 21

					
23160	50	50	54-74	9	0,13
23165	50	50	54-74	8	0,13

23165



Colores / Colours



**I23160****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370 mm
- _Respaldo tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³ regulable en altura
- _Base de aluminio ø490mm
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm

**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40Kg/m³, ø370mm
- _Backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 40Kg/m³, height adjustable
- _Aluminum base ø490mm
- _Adjustable footrest ring
- _Five rolling wheels ø50mm

**IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.**Colores | Colours**

TABURETES / STOOLS

TABURETE GIRATORIO ALTO / HIGH REVOLVING STOOL



I23102

_Base de nylon ø540mm

_Nylon base ø540mm



I23103

_Base de aluminio ø490 mm

_Aluminum base ø490 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø340 mm
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, 340 mm
- _Adjustable footrest ring
- _Five Rolling wheels ø50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours



**23121**

_Base de aluminio ø490 mm

_Aluminum base ø490 mm

**23122**

_Base de nylon ø540 mm

_Nylon base ø540 mm



_Opciones ruedas: Ver página 21

_Wheels options: see page 21

23102	54	54	62-86	8	0,18
23103	50	50	62-86	8	0,15
23121	50	50	55-74	5	0,13
23122	54	54	55-74	5	0,16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas, mínima 55cm - altura máxima 74cm
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø340 mm
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø340 mm
- _Five Rolling wheels ø50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



23150

_Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2 regulable en altura y profundidad

_Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, height and depth adjustable

23153

Acero Inoxidable
Stainless steel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero inoxidable, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370mm o ø340mm
- _Base de aluminio ø490mm
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by stainless steel gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø370mm or ø340 mm
- _Aluminum base ø490mm
- _Five Rolling wheels ø50mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

23131

_Base de nylon ø540mm

_Nylon base ø540mm

23130

_Base de aluminio ø490 mm

_Aluminum base ø490 mm

Acero Inoxidable
Stainless steel



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Regulación en altura mediante husillo
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø340 mm
- _Cinco ruedas giratorias ø50 mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless Steel structure
- _Height adjustment by screw
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø340 mm
- _Five Rolling wheels ø50 mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

_Opciones ruedas: Ver página 21
_Wheels options: see page 21

					
23130	50	50	52-65	5	0,13
23131	54	54	52-65	5	0,15
23150	50	50	66-89	9	0,16
23153	50	50	64-87	6	0,16

Colores | Colours



TABURETES / STOOLS


TABURETE BAJO ASIENTO TRIANGULAR / TRIANGLE SHAPED REVOLVING STOOL



23140

_Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad

_Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25 Kg/m³, height and depth adjustable



23143



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero inoxidable, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento en forma triangular, tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³
- _Base de aluminio ø490mm
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Tri shaped seat, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³
- _Aluminum base ø490mm
- _Five Rolling wheels ø50mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

_Opciones ruedas: Ver página 21
_Wheels options: see page 21

					
23104	50	50	53-73	6	0,13
23105	50	50	55-75	9	0,14
23140	50	50	54-74	9	0,14
23143	50	50	54-74	6	0,14

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado que se activa con el pie pulsando el volante situado bajo la base del taburete, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370 mm o ø340 mm
- Base de aluminio ø490mm
- Cinco ruedas giratorias ø50mm

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

23105

Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad

Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25 Kg/ m³, height and depth adjustable

23104**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Height adjustment by chromed gas cylinder activated by pressing with foot steering wheel located under stool base, can be locked in different height
- Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø370 mm or ø340 mm
- Aluminum base ø490mm
- Five Rolling wheels ø50mm

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours



TABURETES / STOOLS

TABURETE GIRATORIO "PONY" / SADDLE REVOLVING STOOL



23183

_Base de nylon ø540 mm

_Nylon base ø540 mm



23180

_Base de aluminio ø490 mm

_Aluminum base ø490 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento en forma de montura con movimiento basculante, tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2 en poliuretano inyectado
- _Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, regulable en altura y profundidad
- _Cinco ruedas giratorias ø50 mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Tilting seat, injected poliurethane synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat
- _Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, height and depth adjustable
- _Five Rolling wheels ø50mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

**23173**

_Base de nylon ø540 mm

_Nylon base ø540 mm

23170

_Base de aluminio ø490 mm

_Aluminum base ø90 mm

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas, altura mínima 57cm - máxima 77cm
- _Asiento en forma de montura con movimiento basculante, tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior en poliuretano injectado
- _Cinco ruedas giratorias de 50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Tilting seat, injected poliurethane synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat
- _Five Rolling wheels ø50mm

¡IMPORTANTE: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

_Opciones ruedas: Ver página 21

_Wheels options: see page 21

					
23170	50	50	57-77	8	0,14
23173	54	54	57-77	8	0,14
23180	50	50	57-77	10	0,14
23183	54	54	57-77	10	0,16

Colores | Colours





23240

23243

_Brazos regulables en altura, 5 posiciones

_Height adjustable armrest, 5 positions



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by gas cylinder, can be locked in different height, minimum 63cm - maximum height 88cm
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density postformed foam 30 Kg/m³. Width 46cm - depth 44cm
- _Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density postformed foam 25 Kg/m³, height and depth adjustable
- _Permanent contact mechanism
- _Nylon base ø640mm
- _Adjustable nylon footrest ring
- _Five Rolling wheels ø50mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas, pudiéndose bloquear en diferentes alturas, altura mínima 63cm - máxima 88cm
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior en goma flexible postformada de alta densidad 30Kg/m³. Ancho 46cm - fondo 44cm
- _Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior en goma flexible postformada de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura
- _Mecanismo de contacto permanente
- _Base de nylon ø640mm
- _Aro reposapiés de nylon regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias ø50 mm

_Opciones ruedas: Ver página 21
_Wheels options: see page 21

					
23240	60	60	60-80	14	0,22
23243	60	60	60-80	14	0,22




IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

Colores | Colours





|23225



_5 tacos de apoyo antideslizantes

_Anti-slip fixed feet

|23230



_Ruedas conductivas

_Conductive rolling wheel

|23235



_Ruedas con freno

_Wheel with brake

|23250



_5 ruedas autoblocantes

_Self-locking wheels

|23245




_Base color negro

_Black PVC base



Colores | Colours



_Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.

_Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.

Características Técnicas SKAY

TAPIZADO

- _Protección antimicrobiana
- _Protección antibacteriana
- _Protección antimicótica
- _Alta resistencia a la abrasión
 - Test Martindale en seco >51.200 revoluciones
 - Test Martindale en húmedo >12.800 revoluciones
 - Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
- _Resistencia a la transpiración y saliva humana
- _Resistencia a la orina
- _Resistencia a la sangre
- _Superficie resistente a las manchas

FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- _Lavar con agua y jabón suave
- _Enjuagar con agua limpia
- _Secar con un trapo suave

IMPORTANTE: No emplear sustancias abrasivas, disolventes ni compuestos de silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.

MATERIAL IGNÍFUGO _M-2

SKAY Technical characteristics

UPHOLSTERY

- _Antimicrobial protection
- _Antibacterial protection
- _Antimitotic protection
- _Super abrasion resistance
 - Martindale test (dry) >51.200 rubs
 - Martindale test (wet) >12.800 rubs
 - Wyzenbeek test > 70.000 rubs
- _Resistance to spitting and perspiration
- _Urine resistance
- _Blood resistance
- _Stain resistance surface

EASY TO CLEAN AND MAINTAIN

- _Wash with neutral soap and water
- _Rinse with clear water
- _Pat dry with a soft cotton cloth

IMPORTANT: Do not use abrasives, solvents or silicone compounds. Also avoid cleaning with stiff bristled brushes or metal sponges, as they can affect the material properties.

FLAME RETARDANT _M-2

TABURETES

STOOLS

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com

MESAS DE RECONOCIMIENTO

*EXAMINATION AND
TREATMENT TABLES*





in the world



**Calidad
Quality**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.



Indice


Index

4	Mesas de exploracion y reconocimiento	
	<i>Examination and treatment tables</i>	
8	Mesas para exploracion y tratamientos	
	<i>Examination and treatment tables</i>	
22	Mesas para exploracion ginecológica	
	<i>Gynecology tables</i>	
24	Mesa ginecológica y urológica	
	<i>Gynecology and urology examination table</i>	
26	Mesa para endoscopia y rectoscopia	
	<i>Endoscopy and proctoscopy examination table</i>	
27	Colores	
	<i>Colours</i>	

21
8
4
6
5



14704

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****CAMILLA PARA EXPLORACIÓN**

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Dos secciones
- Cabecero regulable mediante cremallera dentada 70°
- Patas desmontables con conteras
- Capacidad de carga 120kg
- Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³

Opcional: Soporte rollo papel Ref.: 14.751



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS**EXAMINATION TABLE**


- Steel structure with epoxy coating
- Two sections
- Adjustable headrest by rack system 70°
- Removable legs with rubber feet
- Load capacity 120Kg
- Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³

Optional: Paper roll support Ref.: 14.751




IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

14704	180	60	73	30	0.78

**Colores | Colours**


14736



					
14736	180	55	60-70-80	20	0.70

MEDIDAS DISPONIBLES AVAILABLE MEASURES

			
14736.01	180	60	60-70-80
14736.02	180	65	60-70-80
14736.03	180	70	60-70-80
14736.05	185	60	60-70-80
14736.06	185	65	60-70-80
14736.07	185	70	60-70-80



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN
- _Estructura acero cromado
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante cremallera dentada 70°
- _Patas con conteras
- _Capacidad de carga 120kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Opcional: Soporte rollo papel Ref.: 14.751



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION TABLE
- _Chromed steel structure
- _Two sections
- _Adjustable headrest by rack system 70°
- _Rubber feet plugs
- _Load capacity 120Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Optional: Paper roll support Ref.: 14.751





IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours





14739

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN
- _Estructura acero inoxidable
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante cremallera dentada 70°
- _Patas con conteras
- _Capacidad de carga 120kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Opcional: Soporte rollo papel Ref.: 14.751

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION TABLE
- _Stainless steel structure
- _Two sections
- _Adjustable headrest by rack system 70°
- _Ending feet
- _Load capacity 120Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Optional: Paper roll support Ref.: 14.751

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.


**MEDIDAS DISPONIBLES
AVAILABLE MEASURES**

			
14739.01	180	60	60-70-80
14739.02	180	65	60-70-80
14739.03	180	70	60-70-80
14739.05	185	60	60-70-80
14739.06	185	65	60-70-80
14739.07	185	70	60-70-80

					
14739	180	55	60-70-80	20	0.70
14745	180	55	60-70-80	20	0.70

Colores | Colours

14745

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN
- _Estructura acero con revestimiento en epoxy
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante cremallera dentada 70°
- _Patas con contreras
- _Capacidad de carga 120kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Opcional: Soporte rollo papel Refª.: 14.751

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Two sections
- _Adjustable headrest by rack system 70°
- _Ending feet
- _Load capacity 120Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Optional: Paper roll support Ref.: 14.751

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

**MEDIDAS DISPONIBLES
AVAILABLE MEASURES**


			
14745.01	180	60	60-70-80
14745.02	180	65	60-70-80
14745.03	180	70	60-70-80
14745.05	185	60	60-70-80
14745.06	185	65	60-70-80
14745.07	185	70	60-70-80



**14923**

_Patas con contreras, una de ellas con nivelador

_Ending feet one of them with leveling

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

_CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS

_Estructura de acero con revestimiento en epoxy

_Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal

_Dos secciones

_Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°

_Orificio facial y tapón

_Capacidad de carga 225kg

_Tapizado y acolchado en poliéster sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³

_Soporte rollo de papel incluido

TECHNICAL CHARACTERISTICS

_EXAMINATION AND TREATMENT TABLE

_Steel structure with epoxy coating

_Adjustable height by electric foot pedal

_Two sections

_Adjustable headrest by gas spring 70°

_Breathing hole and upholstery breathing plug

_Load capacity 225Kg

_Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³


_Paper roll holder included



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.



IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



					
14923	185	65	52-90	65	0.63

14950

_Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal

_Adjustable height by electric foot pedals



14955

_Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales

_Hydraulic adjustable height by bilateral foot pedals



					
14950	195	65	61-92	75	0,77
14955	195	65	61-92	75	0,77

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Ruedas retráctiles con sistema de frenado y fijación al suelo
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 70° y -15°
- _Orificio facial y tapón
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Soporte rollo de papel incluido
- _Carga máxima 225kg




¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Retractable rolling system fixing floor
- _Two sections
- _Adjustable headrest by gas spring 70° / -15°
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Paper roll holder included
- _Load capacity 225Kg



IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



Colores / Colours






14740

_Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales

_Hydraulic adjustable height by bilateral foot pedals



**Sin
RUEDAS**
without
wheels

					
14740	195	65	50-90	65	0.65
14743	195	65	50-95	65	0.65

14743

_Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal

_Adjustable height by electric foot pedals

Sin
RUEDAS
without
wheels

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- _Orificio facial y tapón
- _Patas con conteras, una de ellas con nivelador
- _Capacidad de carga 225kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Soporte rollo de papel incluido

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Two sections
- _Adjustable headrest by gas spring 70°
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Ending feet one of them with leveling
- _Load capacity 225Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Paper roll holder included

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



Colores / Colours






14770

_Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales

_Hydraulic adjustable height by bilateral foot pedals



					
14770	195	65	50-90	65	0.65
14775	195	65	50-95	65	0.65

14775

_Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal

_Adjustable height by electric foot pedals

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- _Orificio facial y tapón
- _Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- _Capacidad de carga 225kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Soporte rollo de papel incluido

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Two sections
- _Adjustable headrest by gas spring 70°
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Retractable rolling system fixing floor
- _Load capacity 225Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Paper roll holder included

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



Colores | Colours






14776

_Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales

_Hydraulic adjustable height by bilateral foot pedals



14776	195	65	50-90	65	0.65
14778	195	65	50-95	65	0.65

14778

_Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal

_Adjustable height by electric foot pedals



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- _Orificio facial y tapón
- _Ruedas de 100mm con sistema de freno centralizado
- _Capacidad de carga 225kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Soporte rollo de papel incluido

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Two sections
- _Adjustable headrest by gas spring 70°
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _100mm rolling wheels with centralized brakes system
- _Load capacity 225Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Paper roll holder included

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



Colores | Colours






14900

Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales

Hydraulic adjustable height by bilateral foot pedals





					
14900	190	65	57-93	75	0.70
14903	190	65	54-94	75	0.67



14903

Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal

Adjustable height by electric foot pedals



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 70° y -15°
- _Orificio facial y tapón
- _Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- _Cuatro ruedas giratorias dobles 50mm
- _Capacidad de carga 225kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Soporte rollo de papel incluido



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Two sections
- _Adjustable headrest by gas spring 70° and -15°
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Retractable rolling system fixing floor
- _ø50 mm four rolling wheels
- _Load capacity 225Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Paper roll holder included



IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours






14910

_Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales

_Hydraulic adjustable height by bilateral foot pedals




					
14910	195	65	57-93	80	0.72
14913	195	65	57-93	80	0.72



14913

_Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal

_Adjustable height by electric foot pedals



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Tres secciones
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 70° y -15°
- _Sección central y piecero regulable manualmente
- _Orificio facial y tapón
- _Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- _Cuatro ruedas giratorias dobles 50mm
- _Capacidad de carga 225kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Soporte rollo de papel incluido



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Three sections
- _Adjustable headrest by gas spring 70° and -15°
- _Adjustable middle section and footrest manually
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Retractable rolling system fixing floor
- _ø50 mm four rolling wheels
- _Load capacity 225Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Paper roll holder included



IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours





14930


_Dos secciones

_Two sections



_Regulación eléctrica, con accionamiento múltiple en ambos laterales

_Electric adjustment with foot rail in both sides




					
14930	195	65	57-93	75	0,72
14933	195	65	57-93	80	0,72

14933

_Tres secciones

_Three sections

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Regulable en altura eléctricamente con accionamiento múltiple en ambos laterales
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 70° y -15°
- _Sección central y piecero regulable manualmente
- _Orificio facial y tapón
- _Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- _Cuatro ruedas giratorias dobles 50mm
- _Capacidad de carga 225kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Soporte rollo de papel incluido




¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Electric adjustment with foot rail in both sides
- _Adjustable headrest by gas spring 70° and -15°
- _Adjustable middle section and footrest manually
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Retractable rolling system fixing floor
- _ø50 mm four rolling wheels
- _Load capacity 225Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Paper roll holder included



IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

**Colores | Colours**



14650



20° respecto a la horizontal

20° reclining from the horizontal





Trendelenburg

14650	180	75	65-100	82	0.88

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por mando
- Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- Piezero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- Asiento (soporte de pelvis) con trendelenburg eléctrico
- Cajón recolector acero inoxidable
- Capacidad de carga 200kg
- Juego de pernas regulables en altura
- Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- Cuatro ruedas giratorias dobles 50mm
- Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- Opcional: Soporte rollo papel Ref.: 14750



TECHNICAL CHARACTERISTICS

GYNAECOLOGY TABLE

- Steel structure with epoxy coating
- Adjustable height by electric foot pedal
- Backrest operated by gas system from horizontal to seated position
- Folding footrest by gas system to horizontal position
- Seat with trendelenburg position operated electrically
- Stainless steel waste bin
- Load capacity 200kg
- Set of legs rest, adjustable in height
- Retractable rolling system fixing floor
- ø50 mm four rolling wheels
- Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- Optional: Paper roll support Ref.: 14750



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**



14655




14655	180	80	52-92	62	0,75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal
- _ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- _ Piecero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- _ Trendelemburg simultáneo en posición elevada
- _ Cajón recolector en acero inoxidable
- _ Juego de perneras regulables en altura
- _ Apoyacabezas regulable en altura
- _ Capacidad de carga 200kg
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _ Patas con contreras, una de ellas con nivelador
- _ OPCIONAL: Soporte de papel Ref.: 14972

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ GYNACOLOGY TABLE MOD. QUITERIA
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Adjustable height by electric foot pedal
- _ Backrest operated by gas system from horizontal to seated position
- _ Folding footrest by gas system to horizontal position
- _ Simultaneous trendelemburg in high position
- _ Stainless steel waste bin
- _ Load capacity 200kg
- _ Set of legs rest, adjustable in height
- _ Height adjustable headrest
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _ Ending feet one of them with leveling
- _ OPTIONAL: paper roll support Ref.: 14972

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours





14663

_Juego de reposapiés de poliuretano, regulables en altura

_Polyurethane leg rest, adjustable in height



_Piecero abatible y extraíble manualmente

_Manually removable and folding footrest



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA Y UROLÓGICA

_Estructura de acero con revestimiento en epoxy

_Base y columna central cubierta en ABS

_Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por mando

_Respaldo posicionable desde la horizontal a

sentado mediante actuador eléctrico 90°

_Piecero abatible y extraíble manualmente

_Asiento (soporte de pelvis) con trendelenburg eléctrico 21°

_Cajón recolector acero inoxidable

_Capacidad de carga 225kg

_Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³

_Soporte rollo de papel incluido

TECHNICAL CHARACTERISTICS

_GINECOLOGY AND UROLOGY TABLE

_Steel structure with epoxy coating

_ABS base and central column

_Adjustable height by electric hand control

_Backrest operated by electric system from horizontal to seated position 90°

_Manually removable and folding footrest



_Seat with trendelenburg position operated electrically 21°

_Stainless steel waste bin

_Load capacity 225kg

_Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³

_Paper roll holder included



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



14666

_Juego de perneras, regulables en altura

_Leg rest, adjustable in height



_Trendelemburg eléctrico hasta 21°

_Electric trendelemburg to 21°



					
14663	130	65	60-90	95	0.51
14666	130	65	60-90	95	0.51

Colores | Colours





14669



					
14669	130	65	60-90	95	0.51





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA PARA ENDOSCOPIA Y RECTOSCOPIA
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Base y columna central cubiertas en ABS
- _ Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por mando
- _ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante actuador eléctrico
- _ Soporte rodillas regulable manualmente y extraíble
- _ Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico 21°
- _ Cajón recolector acero inoxidable
- _ Capacidad de carga 225kg
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _ Soporte rollo de papel incluido

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ ENDOSCOPY AND PROCTOSCOPY EXAMINATION TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ ABS base and central column
- _ Adjustable height by electric hand control
- _ Backrest operated by electric system from horizontal to seated position
- _ Manually removable and folding knees support
- _ Seat with trendelemburg position operated electrically 21°
- _ Stainless steel waste bin
- _ Load capacity 225kg
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _ Paper roll holder included



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**




IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours





Colores | Colours



_Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.

_Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.

Características Técnicas SKAY

TAPIZADO

- _Protección antimicrobiana
- _Protección antibacteriana
- _Protección antimicótica
- _Alta resistencia a la abrasión
 - Test Martindale en seco >51.200 revoluciones
 - Test Martindale en húmedo >12.800 revoluciones
 - Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
- _Resistencia a la transpiración y saliva humana
- _Resistencia a la orina
- _Resistencia a la sangre
- _Superficie resistente a las manchas

FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- _Lavar con agua y jabón suave
- _Enjuagar con agua limpia
- _Secar con un trapo suave

IMPORTANTE: No emplear sustancias abrasivas, disolventes ni compuestos de silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.

MATERIAL IGNÍFUGO _M-2

SKAY Technical characteristics

UPHOLSTERY

- _Antimicrobial protection
- _Antibacterial protection
- _Antimitotic protection
- _Super abrasion resistance
 - Martindale test (dry) >51.200 rubs
 - Martindale test (wet) >12.800 rubs
 - Wyzenbeek test > 70.000 rubs
- _Resistance to spitting and perspiration
- _Urine resistance
- _Blood resistance
- _Stain resistance surface

EASY TO CLEAN AND MAINTAIN

- _Wash with neutral soap and water
- _Rinse with clear water
- _Pat dry with a soft cotton cloth

IMPORTANT: Do not use abrasives, solvents or silicone compounds. Also avoid cleaning with stiff bristled brushes or metal sponges, as they can affect the material properties.

FLAME RETARDANT _M-2

MESAS DE RECONOCIMIENTO

*EXAMINATION AND
TREATMENT TABLES*

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com

CARROS HOSPITALARIOS MULTIFUNCIONALES

*MULTIFUNCTIONAL
HOSPITAL TROLLEY*



ED7

inmoclinc 



in the world



**Calidad
Quality**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.

Depósito Legal: GU-311/2006

Depósito Legal:
GU-311/2006



Indice

Index

5	Carros multifuncionales Acero inoxidable COMPACT 47 <i>Multifunctional hospital trolleys</i> <i>Stainless steel COMPACT 47</i>
15	Carros multifuncionales acero inoxidable Cajones apertura total <i>Multifunctional hospital trolleys</i> <i>Stainless steel total opening drawers</i>
37	Carros multifuncionales acero inoxidable Cestas ISO Modular <i>Multifunctional hospital trolleys</i> <i>Stainless steel ISO Modular baskets</i>
61	Carros multifuncionales Cestas ISO Modular <i>Multifunctional hospital trolleys</i> <i>ISO Modular Baskets</i>
83	Carros hospitalarios multifuncionales <i>Multifunctional Hospital trolleys</i>
103	Carros de medicación y unidosis <i>Medication trolleys</i>



21
84
56

CARROS MULTIFUNCIONALES
ACERO INOXIDABLE
COMPACT 47



*MULTIFUNCTIONAL
HOSPITAL TROLLEYS
STAINLESS STEEL
COMPACT 47*

10400



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Cajones con autocierre, apertura 110%
- _ Frentes de colores: rojo, azul, morado, blanco, pistacho y naranja
- _ Guías de bolas con sistema de retención
- _ Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado, verde y amarillo
- _ Empujador lateral
- _ Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos de ellas con freno
- _ Protección antichoque
- _ Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 55 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Stainless steel structure
- _ Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _ Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ Ball bearing drawer runners with soft closing
- _ Identification card holder, color white. Available in colors red, blue, purple, green and yellow
- _ Push handle
- _ 125mm rolling wheels, two with brakes
- _ Bumper protection
- _ Equipped with optional accessories (see page 55 to 60)



_ OPCIONAL:

Ruedas conductoras

_ OPTIONAL:

Conductive rolling wheels

10400	47	53	100	30	0,25



10400

_Equipado con accesorios:

- Ref.10182/10** Soporte botella de oxígeno
- Ref.10182/6** Soporte de sueros
- Ref.10182/24** Cerradura manual con precintos desechables
- Ref.10182/11** Tabla de masaje cardíaco
- Ref.10182/13** Cubo de PVC

_Equipped with optional accessories:

- Ref.10182/10** Oxygen tank holder
- Ref.10182/6** IV drip rod support
- Ref.10182/24** Lock with security seal
- Ref.10182/11** Cardiac back board
- Ref.10182/13** PVC waste bin

Colores | Colours



_Azul
_Blue



_Pistacho
_Light green



_Morado
_Purple



_Rojo
_Red



_Blanco
_White



_Naranja
_Orange

10405



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Cajón con autocierre, apertura 110%
- Frontes de colores: rojo, azul, morado, blanco, pistacho y naranja
- Guías de bolas con sistema de retención
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado, verde y amarillo
- Estante central e inferior en acero inoxidable
- Empujador lateral
- Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos de ellas con freno
- Protección antichoques
- Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 55 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Stainless steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Drawer with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- Ball bearing drawer runners with soft closing
- Identification card holder, color white. Available in colors red, blue, purple, green and yellow
- Middle and lower stainless steel shelves, both with guard rails on three sides
- Push handle
- 125mm rolling wheels, two with brakes
- Bumper protection
- Equipped with optional accessories (see page 55 to 60)



— OPCIONAL:

Ruedas conductivas

— OPTIONAL:

Conductive rolling wheels

					
10405	47	53	100	18	0,25



10405

_Equipado con accesorios:

Ref.10182/13 Cubo de PVC
Ref.10182/3 Soporte lateral

_Equipped with optional accessories:

Ref.10182/13 PVC waste bin
Ref.10182/3 Side support



Colores | Colours



_Azul
_Blue



_Pistacho
_Light green



_Morado
_Purple



_Rojo
_Red



_Blanco
_White



_Naranja
_Orange

10410



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Cajones con autocierre, apertura 110%
- _ Frontes de colores: rojo, azul, morado, blanco, pistacho y naranja
- _ Guías de bolas con sistema de retención
- _ Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado, verde y amarillo
- _ Estante inferior en acero inoxidable
- _ Empujador lateral
- _ Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos de ellas con freno
- _ Protección antichoques
- _ Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 55 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Stainless steel structure
- _ Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _ Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ Ball bearing drawer runners with soft closing
- _ Identification card holder, color white. Available in colors red, blue, purple, green and yellow
- _ Lower stainless steel shelf, with guard rails on three sides
- _ Push handle
- _ 125mm rolling wheels, two with brakes
- _ Bumper protection
- _ Equipped with optional accessories (see page 55 to 60)



_ OPCIONAL:

Ruedas conductivas

_ OPTIONAL:

Conductive rolling wheels

10410	47	53	100	18	0,25



10410

_Equipado con accesorios:

Ref.10182/50 Soporte para botes

Ref.10182/80 Soporte para una caja de guantes

_Equipped with optional accessories:

Ref.10182/50 Bottles support

Ref.10182/80 Gloves box support

Colores | Colours



_Azul
_Blue



_Pistacho
_Light green



_Morado
_Purple



_Rojo
_Red



_Blanco
_White



_Naranja
_Orange

10415



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Cajones con autocierre, apertura 110%
- Frontes de colores: rojo, azul, morado, blanco, pistacho y naranja
- Guías de bolas con sistema de retención
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado, verde y amarillo
- Estante inferior en acero inoxidable
- Empujador lateral
- Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos de ellas con freno
- Protección antichoques
- Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 55 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Stainless steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- Ball bearing drawer runners with soft closing
- Identification card holder, color white. Available in colors red, blue, purple, green and yellow
- Lower stainless steel shelf, with guard rails on three sides
- Push handle
- 125mm rolling wheels, two with brakes
- Bumper protection
- Equipped with optional accessories (see page 55 to 60)



— OPCIONAL:

Ruedas conductivas

— OPTIONAL:

Conductive rolling wheels

					
10415	47	53	100	21	0,25



10415

_Equipado con accesorios:

- Ref.10182/70** Arco cajas basculantes
- Ref.10182/2** Bandeja lateral abatible
- Ref.10182/13** Cubo de PVC
- Ref.10182/23** Cerradura manual con llave

_Equipped with optional accessories:

- Ref.10182/70** Tilt out bins support
- Ref.10182/2** Retractable lateral tray
- Ref.10182/13** PVC waste bin
- Ref.10182/23** Centralized lock

Colores | Colours

_Azul	_Pistacho	_Morado	_Rojo	_Blanco	_Naranja
_Blue	_Light green	_Purple	_Red	_White	_Orange

CARROS MULTIFUNCIONALES
ACERO INOXIDABLE
CAJONES APERTURA TOTAL



*MULTIFUNCTIONAL
HOSPITAL TROLLEYS
STAINLESS STEEL
TOTAL OPENING DRAWERS*

10555

- _Estante central e inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Middle and lower stainless steel shelves, both with guard rails on three sides*



10510



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _Estante inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _Protección antichoques
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 55 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _Lower stainless steel shelf with guard rails on three sides
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _Bumper protection
- _Equipped with optional accessories (see pages 55 to 60)



MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL TROLLEY STAINLESS STEEL TOTAL OPENING DRAWERS

10590



_OPCIONAL:
Ruedas conductivas
_OPTIONAL:
Conductive rolling wheels

10510	62	53	100	16	0,33
10555	62	53	100	23	0,33
10590	62	53	100	18	0,33

Colores | Colours

_Azul _Blue	_Pistacho _Light green	_Morado _Purple	_Rojo _Red	_Blanco _White	_Naranja _Orange

10540



10535



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _ Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno
- _ Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _ Protección antichoques
- _ Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 55 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Stainless steel structure
- _ Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _ Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ 125mm rolling wheels, two with brakes
- _ Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _ Bumper protection
- _ Equipped with optional accessories (see pages 55 to 60)



10605



10610



_OPCIONAL:
Ruedas conductivas
_OPTIONAL:
Conductive rolling wheels

					
10535	62	53	100	33	0,33
10540	62	53	100	30	0,33
10605	62	53	100	36	0,33
10610	62	53	100	40	0,33

Colores | Colours

					
_Azul _Blue	_Pistacho _Light green	_Morado _Purple	_Rojo _Red	_Blanco _White	_Naranja _Orange



10615



_OPCIONAL:
Ruedas conductoras
_OPTIONAL:
Conductive rolling wheels

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _Protección antichoque
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 55 a 60)


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _Bumper protection
- _Equipped with optional accessories (see pages 55 to 60)




MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL TROLLEY STAINLESS STEEL TOTAL OPENING DRAWERS

10500



					
10500	62	53	100	40	0,33
10615	62	53	100	44	0,33

Colores | Colours

					
_Azul _Blue	_Pistacho _Light green	_Morado _Purple	_Rojo _Red	_Blanco _White	_Naranja _Orange

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE UCI

- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, blanco, naranja y pistacho
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- Ruedas giratorias, anti hilos de 125mm, dos con freno
- Protección antichoque
- Equipados con accesorios:

Ref. 10182/70 Soporte con cajas basculantes 5-6

Ref. 10182/13 Cubo PVC

Ref. 10182/24 Cerradura manual con precinto

Ref. 10182/29 Soporte biocontenedor
(ver páginas 55 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ICU TROLLEY

- Stainless steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- Identification card holder, color white. Available in: red, purple, yellow, green and blue.
- 125mm rolling wheels, two with brakes
- Bumper protection
- Equipped with optional accessories:

Ref. 10182/70 Tilt out bins

Ref. 10182/13 PVC waste bin

Ref. 10182/24 Lock with security seal

Ref. 10182/29 Sharp disposal
(see pages 55 to 60)

10500	62	53	100	53	0,33

10500

+ 10182/70

+ 10182/13

+ 10182/24

+ 10182/29



Colores Colours

_Azul	_Pistacho	_Morado	_Rojo	_Blanco	_Naranja
_Blue	_Light green	_Purple	_Red	_White	_Orange

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE PARADA

- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, blanco, naranja y pistacho
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- Ruedas giratorias, anti hilos de 125mm, dos con freno
- Protección antichoques
- Equipados con accesorios:

Ref. 10182/6 Soporte de sueros

Ref. 10182/10 Soporte botella de oxígeno

Ref. 10182/11 Tabla de masaje cardíaco

Ref. 10182/13 Cubo PVC

Ref. 10182/24 Cerradura manual con precinto
(ver páginas 55 a 60)

10500

- + 10182/6
- + 10182/10
- + 10182/11
- + 10182/13
- + 10182/24

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CRASH TROLLEY

- Stainless steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- Identification card holder, color white. Available in: red, purple, yellow, green and blue.
- 125mm rolling wheels, two with brakes
- Bumper protection
- Equipped with optional accessories:

Ref. 10182/6 IV drip rod support, adjustable in height

Ref. 10182/10 Oxygen tank holder

Ref. 10182/11 Cardiac back board

Ref. 10182/13 PVC waste bin

Ref. 10182/24 Lock with security seal
(see pages 55 to 60)

					
10500	62	53	100	53	0,33



Colores | Colours

					
_Azul	_Pistacho	_Morado	_Rojo	_Blanco	_Naranja
_Blue	_Light green	_Purple	_Red	_White	_Orange

10550



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- Protección antichoques
- Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 55 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Stainless steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- 125mm rolling wheels, two with brakes
- Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- Bumper protection
- Equipped with optional accessories (see pages 55 to 60)

Colores Colours

_Azul	_Pistacho	_Morado	_Rojo	_Blanco	_Naranja
_Blue	_Light green	_Purple	_Red	_White	_Orange

10565

- _Dos puertas abatibles
- _Interior diáfano
- _Two doors
- _Diaphanous space inside

10575

- _Dos puertas abatibles
- _Interior diáfano
- _Two doors
- _Diaphanous space inside



- _OPCIONAL:
Ruedas conductoras
- _OPTIONAL:
Conductive rolling wheels

					
10550	62	53	100	47	0,33
10565	62	53	100	32	0,33
10575	62	53	100	36	0,33



10830



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura acero con revestimiento en epoxy
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _ Dos puertas abatibles, colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho. Interior diáfano
- _ Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno
- _ Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _ Protección antichoques
- _ Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 55 a 60)

10840



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Epoxy steel coating structure
- _ Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _ Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ Two doors in different colours: red, blue, purple, white, orange and light green. Diaphanous space inside
- _ 125mm rolling wheels, two with brakes
- _ Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _ Bumper protection
- _ Equipped with optional accessories (see pages 55 to 60)



10850



_OPCIONAL:
Ruedas conductivas
_OPTIONAL:
Conductive rolling wheels



					
10830	62	53	100	34	0,33
10840	62	53	100	36	0,33
10850	62	53	100	40	0,33

Colores | Colours



_Azul	_Pistacho	_Morado	_Rojo	_Blanco	_Naranja
_Blue	_Light green	_Purple	_Red	_White	_Orange

10750



10780

Estante central e inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados

Middle and lower stainless steel shelves, both with guard rails on three sides



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _ Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno
- _ Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _ Protección antichoques
- _ Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 55 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Stainless steel structure
- _ Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _ Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ 125mm rolling wheels, two with brakes
- _ Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _ Bumper protection
- _ Equipped with optional accessories (see pages 55 to 60)



_OPCIONAL:
Ruedas conductoras

_OPTIONAL:
Conductive rolling wheels

10760

_Estante central e inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados

_Middle and lower stainless steel shelves, both with guard rails on three sides



					
10750	100	48	100	44	0,48
10760	100	48	100	48	0,48
10780	100	48	100	42	0,48

Colores | Colours



_Azul
_Blue

_Pistacho
_Light green

_Morado
_Purple

_Rojo
_Red

_Blanco
_White

_Naranja
_Orange

10810

— Estante central e inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados

— Middle and lower stainless steel shelves, both with guard rails on three sides



10800



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno
- Protección antichoques
- Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 55 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Stainless steel structure
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- 125mm rolling wheels, two with brakes
- Bumper protection
- Equipped with optional accessories (see pages 55 to 60)



_OPCIONAL:
Ruedas conductoras
_OPTIONAL:
Conductive rolling wheels

10525



10530

_Estante central e inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados

_Middle and lower stainless steel shelves, both with guard rails on three sides

					
10525	62	53	100	12	0,33
10530	62	53	100	16	0,33
10800	100	48	100	18	0,48
10810	100	48	100	22	0,48

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CARRO DE PARADA
- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _Ruedas giratorias, anti hilos de 125mm, dos con freno
- _Protección antichoques
- _Equipados con accesorios:
- Ref.10182/6** Soporte de sueros
- Ref.10182/11** Tabla de masaje cardiaco
- Ref.10182/10** Soporte botella de oxígeno
- Ref.10182/24** Cerradura manual con precinto (ver páginas 55 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _CRASH TROLLEY
- _Stainless steel structure
- _ABS Upper platform on top with rims on three sides
- _Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _Identification card holder, color white. Available in: red, purple, yellow, green and blue.
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Bumper protection
- _Equipped with accessories:
- Ref.10182/6** IV drip rod support
- Ref.10182/11** Cardiac back board
- Ref.10182/10** Oxygen tank holder
- Ref.10182/24** Lock with security seal (see pages 55 to 60)

					
10500	62	53	100	53	0,33

10500

+ 10182/6
+ 10182/11
+ 10182/10
+ 10182/24



Colores Colours

					
_Azul	_Pistacho	_Morado	_Rojo	_Blanco	_Naranja
_Blue	_Light green	_Purple	_Red	_White	_Orange

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE CURAS

- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _ Estante inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _ Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _ Ruedas giratorias, anti hilos de 125mm, dos con freno
- _ Protección antichoque
- _ Equipados con accesorios:
Ref. 10182/3 Soporte lateral
Ref. 10182/13 Cubo PVC
Ref. 10182/50 Soporte para botes
 (ver páginas 55 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS


CURE TROLLEY

- _ Stainless steel structure
- _ ABS Upper platform on top with rims on three sides
- _ Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ Lower stainless steel shelf with guard rails on three sides
- _ Identification card holder, color white. Available in: red, purple, yellow, green and blue.
- _ 125mm rolling wheels, two with brakes
- _ Bumper protection
- _ Equipped with accessories:
Ref. 10182/3 Side support
Ref. 10182/13 PVC waste bin
Ref. 10182/50 Bottles support
 (see pages 55 to 60)

10590	62	53	100	42	0,33

10590

+ 10182/3
+ 10182/13
+ 10182/50



Colores | Colours

_Azul _Blue	_Pistacho _Light green	_Morado _Purple	_Rojo _Red	_Blanco _White	_Naranja _Orange



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO DE TRATAMIENTO Y VENDAJES
- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _ Dos puertas abatibles, colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _ Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _ Ruedas giratorias, anti hilos de 125mm, dos con freno
- _ Protección antichoques
- _ Equipados con accesorios:
- Ref.10182/2** Bandeja lateral abatible
- Ref.10182/13** Soporte cubo PVC (ver páginas 55 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ DRESSING AND TREATMENT TROLLEY
- _ Stainless steel structure
- _ Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _ Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ Two doors in different colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ Identification card holder, color white. Available in: red, purple, yellow, green and blue.
- _ 125mm rolling wheels, two with brakes
- _ Bumper protection
- _ Equipped with accessories:
- Ref.10182/2** Retractable lateral tray
- Ref.10182/13** PVC waste bin (see pages 55 to 60)

10575

+ 10182/2
+ 10182/13



_ OPCIONAL:
Ruedas conductivas

_ OPTIONAL:
Conductive rolling wheels

					
10575	62	53	100	38	0,33



Colores Colours

_Azul	_Pistacho	_Morado	_Rojo	_Blanco	_Naranja
_Blue	_Light green	_Purple	_Red	_White	_Orange

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE ANESTESIA

- _Estructura de acero inoxidable
 - _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
 - _Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
 - _Estante inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
 - _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
 - _Ruedas giratorias, anti hilos de 125mm, dos con freno
 - _Protección antichoque
 - _Equipados con accesorios:
- Ref.10182/70** Soporte con cajas basculantes
Ref.10182/29 Soporte con biocontenedor desechable
Ref.10182/13 Soporte cubo PVC
 (ver páginas 55 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ANESTHESIA TROLLEY

- _Stainless steel structure
 - _ABS upper top with extended up rims on three sides
 - _Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
 - _Lower stainless steel shelf with guard rails on three sides
 - _Identification card holder, color white. Available in: red, purple, yellow, green and blue.
 - _125mm rolling wheels, two with brakes
 - _Bumper protection
 - _Equipped with accessories:
- Ref.10182/70** Tilt out bins support
Ref.10182/29 Sharp disposal
Ref.10182/13 PVC waste bin
 (see pages 55 to 60)

10510

+ 10182/70
 + 10182/29
 + 10182/13



10510	62	53	100	40	0,33


Colores | Colours

_Azul	_Pistacho	_Morado	_Rojo	_Blanco	_Naranja
_Blue	_Light green	_Purple	_Red	_White	_Orange

CARROS MULTIFUNCIONALES
ACERO INOXIDABLE
CESTAS ISO MODULAR



*MULTIFUNCTIONAL
HOSPITAL TROLLEYS
STAINLESS STEEL
ISO MODULAR BASKETS*



10900



CESTAS ISO DE ABS ABS ISO MODULAR BASKETS

600 x 400 x 50 mm



600 x 400 x 100 mm



600 x 400 x 200 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones con cestas ISO, extraíbles, apertura 110%
- _Guías de bolas con sistemas de retención
- _Frente colores rojo, azul, morado, blanco y pistacho
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado y pistacho
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias antihilos de 125mm, dos de ellas con freno
- _Protección antichoque
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 51 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Drawers with removable ISO baskets, 110% total opening
- _Ball bearing drawer runners with soft closing
- _Drawers front colours: red, blue, purple, white and light green
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, blue, purple and green.
- _Push handle
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Bumper protection
- _Equipped with optional accessories (see pages 51 to 60)

10900

CARRO DE CURAS Y URGENCIAS, QUIRÓFANO, URPA. U.C.I.,
REA OT, ICU, EMERGENCY TROLLEY

_Equipados con accesorios:

Ref.10182/3 Soporte lateral

Ref.10182/13 Cubo de PVC

Ref.10182/70 Soporte con cajas basculantes

Ref.10182/80 Soporte para una caja de guantes

Ref.10182/6 Soporte de sueros

(ver páginas 51 a 60)

_Equipped with optional accessories:

Ref.10182/3 Side support

Ref.10182/13 PVC waste bin

Ref.10182/70 Tilt out bins

Ref.10182/80 Gloves box support

Ref.10182/6 IV drip rod support

(see pages 51 to 60)



_OPCIONAL:

Ruedas conductoras

_OPTIONAL:

Conductive rolling wheels



10900	67	53	100	40	0,35

Colores | Colours



_Azul
_Blue



_Pistacho
_Light green



_Morado
_Purple




_Rojo
_Red



_Blanco
_White




_Naranja
_Orange



10905



CESTAS ISO DE ABS ABS ISO MODULAR BASKETS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones con cestas ISO, extraíbles, apertura 110%
- _Guías de bolas con sistemas de retención
- _Frente colores rojo, azul, morado, blanco y pistacho
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado y pistacho
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias antihilos de 125mm, dos de ellas con freno
- _Protección antichoque
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 51 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Drawers with removable ISO baskets, 110% total opening
- _Ball bearing drawer runners with soft closing
- _Drawers front colours: red, blue, purple, white and light green
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, blue, purple and green.
- _Push handle
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Bumper protection
- _Equipped with optional accessories (see pages 51 to 60)

10905

CARRO DE ANESTESIA, PROCEDIMIENTOS, EMERGENCIA
ANAESTHESIA - EMERGENCY TROLLEY

+ 10182/2
+ 10182/13
+ 10182/70
+ 10182/80

_Equipados con accesorios:

Ref.10182/2 Bandeja lateral abatible

Ref.10182/13 Cubo de PVC

Ref.10182/70 Soporte con cajas basculantes

Ref.10182/80 Soporte para una caja de guantes
(ver páginas 51 a 60)

_Equipped with optional accessories:

Ref.10182/2 Retractable lateral tray

Ref.10182/13 PVC waste bin

Ref.10182/70 Tilt out bins support

Ref.10182/80 Gloves box support inside box
(see pages 51 to 60)



_OPCIONAL:

Ruedas conductoras

_OPTIONAL:

Conductive rolling wheels



					
10905	67	53	108	45	0,38

Colores | Colours



_Azul
_Blue



_Pistacho
_Light green



_Morado
_Purple




_Rojo
_Red



_Blanco
_White



_Naranja
_Orange



10900



CESTAS ISO DE ABS ABS ISO MODULAR BASKETS

600 x 400 x 50 mm



1

600 x 400 x 100 mm



3

600 x 400 x 200 mm



1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones con cestas ISO, extraíbles, apertura 110%
- _Guías de bolas con sistemas de retención
- _Frente colores rojo, azul, morado, blanco y pistacho
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado y pistacho
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias antihilos de 125mm, dos de ellas con freno
- _Protección antichoque
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 51 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Drawers with removable ISO baskets, 110% total opening
- _Ball bearing drawer runners with soft closing
- _Drawers front colours: red, blue, purple, white and light green
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, blue, purple and green.
- _Push handle
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Bumper protection
- _Equipped with optional accessories (see pages 51 to 60)

_Equipados con accesorios:

Ref.10182/6 Soporte de sueros regulable en altura

Ref.10182/10 Soporte botella de oxígeno

Ref.10182/11 Tabla de masaje cardiaco

Ref.10182/13 Cubo de PVC

Ref.10182/24 Cerradura manual con precinto

(ver páginas 51 a 60)

_Equipped with optional accessories:

Ref.10182/6 IV drip rod support, adjustable in height

Ref.10182/10 Oxygen tank holder

Ref.10182/11 Cardiac back board

Ref.10182/13 PVC waste bin

Ref.10182/24 Lock with security seal

(see pages 51 to 60)

10900

CARRO DE EMERGENCIA
EMERGENCY TROLLEY

+ 10182/6

+ 10182/10

+ 10182/11

+ 10182/13

+ 10182/24



_OPCIONAL:

Ruedas conductoras

_OPTIONAL:

Conductive rolling wheels



10900	67	53	100	40	0,35

Colores | Colours



_Azul
_Blue



_Pistacho
_Light green



_Morado
_Purple




_Rojo
_Red



_Blanco
_White



_Naranja
_Orange


**10910**

CESTAS ISO DE ABS ABS ISO MODULAR BASKETS

600 x 400 x 50 mm



600 x 400 x 100 mm



600 x 400 x 200 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones con cestas ISO, extraíbles, apertura 110%
- _Guías de bolas con sistemas de retención
- _Frente colores rojo, azul, morado, blanco y pistacho
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado y pistacho
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias antihilos de 125mm, dos de ellas con freno
- _Protección antichoque
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 51 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Drawers with removable ISO baskets, 110% total opening
- _Ball bearing drawer runners with soft closing
- _Drawers front colours: red, blue, purple, white and light green
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, blue, purple and green.
- _Push handle
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Bumper protection
- _Equipped with optional accessories (see pages 51 to 60)

10910

CARRO PARA TRATAMIENTO
TREATMENT TROLLEY

+ 10182/13
+ 10182/29
+ 10182/58

_Equipados con accesorios:

Ref.10182/13 Cubo de PVC

Ref.10182/29 Soporte biocontenedor

Ref.10182/58 Soporte para botes y cajas de guantes
(ver páginas 51 a 60)

_Equipped with optional accessories:

Ref.10182/13 PVC waste bin

Ref.10182/29 Sharp disposal

Ref.10182/58 Gloves and bottles support
(see pages 51 to 60)



_OPCIONAL:

Ruedas conductoras

_OPTIONAL:

Conductive rolling wheels



10910	67	53	100	45	0,35

Colores | Colours



_Azul
_Blue



_Pistacho
_Light green



_Morado
_Purple




_Rojo
_Red



_Blanco
_White



_Naranja
_Orange



10915



CESTAS ISO DE ABS ABS ISO MODULAR BASKETS

600 x 400 x 50 mm



600 x 400 x 100 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones con cestas ISO, extraíbles, apertura 110%
- _Guías de bolas con sistemas de retención
- _Frente colores rojo, azul, morado, blanco y pistacho
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado y pistacho
- _Estante inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias antihilos de 125mm, dos de ellas con freno
- _Protección antichoque
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 51 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Drawers with removable ISO baskets, 110% total opening
- _Ball bearing drawer runners with soft closing
- _Drawers front colours: red, blue, purple, white and light green
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, blue, purple and green.
- _Lower stainless steel shelf with guard rails on three sides
- _Push handle
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Bumper protection
- _Equipped with optional accessories (see pages 51 to 60)

10915

CARRO DE CURAS Y ANESTESIA
ANAESTHESIA TROLLEY

+ 10182/13
+ 10182/29
+ 10182/70

_Equipados con accesorios:

Ref.10182/13 Cubo de PVC

Ref.10182/29 Soporte biocontenedor

Ref.10182/70 Soporte con cajas basculantes
(ver páginas 51 a 60)

_Equipped with optional accessories:

Ref.10182/13 PVC waste bin

Ref.10182/29 Sharp disposal

Ref.10182/70 Tilt out bins
(see pages 51 to 60)



_OPCIONAL:

Ruedas conductoras

_OPTIONAL:

Conductive rolling wheels



10915	67	53	100	30	0,35

Colores | Colours



_Azul
_Blue



_Pistacho
_Light green



_Morado
_Purple




_Rojo
_Red



_Blanco
_White



_Naranja
_Orange



10920



CESTAS ISO DE ABS ABS ISO MODULAR BASKETS

600 x 400 x 50 mm



1

600 x 400 x 100 mm



1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones con cestas ISO, extraíbles, apertura 110%
- _Guías de bolas con sistemas de retención
- _Frente colores rojo, azul, morado, blanco y pistacho
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, azul, morado y pistacho
- _Estante inferior en acero inoxidable con barandilla en tres lados
- _Empujador lateral
- _Ruedas giratorias antihilos de 125mm, dos de ellas con freno
- _Protección antichoque
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 51 a 60)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless steel structure
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Drawers with removable ISO baskets, 110% total opening
- _Ball bearing drawer runners with soft closing
- _Drawers front colours: red, blue, purple, white and light green
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, blue, purple and green.
- _Lower stainless steel shelf with guard rails on three sides
- _Push handle
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Bumper protection
- _Equipped with optional accessories (see pages 51 to 60)

10920

CARRO PARA CONSULTAS
MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL TROLLEY

+ 10182/3
+ 10182/13
+ 10182/50

_Equipados con accesorios:

Ref.10182/3 Soporte lateral

Ref.10182/13 Cubo PVC

Ref.10182/50 Soporte para botes
(ver páginas 51 a 60)

_Equipped with optional accessories:

Ref.10182/3 Side support

Ref.10182/13 PVC waste bin

Ref.10182/50 Bottles support
(see pages 51 to 60)



_OPCIONAL:

Ruedas conductoras

_OPTIONAL:

Conductive rolling wheels



10920	67	53	100	26	0,35

Colores | Colours



_Azul
_Blue



_Pistacho
_Light green



_Morado
_Purple



_Rojo
_Red



_Blanco
_White



_Naranja
_Orange




Además de los carros también encontrará un conjunto de bandejas y separadores que de una manera fácil e intuitiva le permitirá personalizar a su gusto o necesidades todos los compartimentos, creando así un espacio de trabajo más cómodo y práctico. Los separadores le permiten la compartimentación de las cestas tanto horizontal como transversalmente.

In addition to the trolleys, you will also find a set of trays and dividers that an easy and intuitive way, will allow you to personalizing according your preferences or needs of all compartments, creating a comfortable and practical space to work. The dividers allow you the compartment of the baskets horizontal as well as transversely.

**50505**

_Cestas ISO modular

_ISO Modular basket

**50510****50515**

			
50505	60	40	5
50510	60	40	10
50515	60	40	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Cesta ISO modular para medicamentos y materiales fungibles
- _Fabricada en ABS


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ISO Modular basket for drugs and expendable goods
- _Made of ABS



_Elige tus necesidades

_Your needs



50630



_Separador ajustable cada 10mm
_Adjustable cross divider every 10mm
600 x 50mm

50635

_Separador ajustable cada 10mm
_Adjustable cross divider every 10mm
400 x 50mm

50640


_Separador flexible y deslizante con puntos de rotura cada 10mm
_Flexible sliding divider with breaking points every 10mm
170 x 45mm



| Separaciones para cestas de 600 x 400 x 50mm

| Dividers for baskets of 600 x 400 x 50mm


50600



24

_Compartimentos
_Compartment


50605



15

_Compartimentos
_Compartment


50610



8

_Compartimentos
_Compartment


50615



12

_Compartimentos
_Compartment


50620



12

_Compartimentos
_Compartment

50625



12


_Compartimentos
_Compartment

_Separadores variables ajustables cada 10mm
_Adjustable cross dividers every 10mm



_Elige tus necesidades

_Your needs



50675

_Separador ajustable cada 20 mm

_Adjustable cross dividers every 20mm

600 x 100mm




50680

_Separador ajustable cada 20 mm

_Adjustable cross dividers every 20mm

400 x 100mm



50685

_Separador flexible y deslizante con puntos de rotura cada 10mm

_Flexible sliding divider with breaking points every 10 mm


170 x 45mm



| Separaciones para cestas de 600 x 400 x 100mm

| Dividers for baskets of 600 x 400 x 100mm


50645



15

_Compartimentos
_Compartment


50650



8

_Compartimentos
_Compartment


50655



6

_Compartimentos
_Compartment


50660



9

_Compartimentos
_Compartment


50665



10

_Compartimentos
_Compartment

50670



12

_Compartimentos
_Compartment


_Separadores variables ajustables cada 20mm

_Adjustable cross dividers every 20mm



_Elige tus necesidades

_Your needs




50720

_Separador ajustable cada 140mm

_Adjustable cross divider every 140mm

600 x 200mm



50725

_Separadores ajustable cada 60mm

_Adjustable cross divider every 60mm

400 x 200mm



50730

_Separador deslizante

_Sliding divider


150 x 200mm



| Separaciones para cestas de 600 x 400 x 200mm

| Dividers for baskets of 600 x 400 x 200mm


50690



12

_Compartimentos
_Compartment


50695



8

_Compartimentos
_Compartment


50700



6

_Compartimentos
_Compartment


50705



12

_Compartimentos
_Compartment


50710



8

_Compartimentos
_Compartment

50715



6


_Compartimentos
_Compartment

_Separadores variables y ajustables

_Adjustable cross dividers


10182-10

**_SOPORTE BOTELLA DE OXIGENO
_OXYGEN TANK HOLDER**




10182-11

**_TABLA DE MASAJE CARDIACO
_CARDIAC BACK BOARD**




10182-6

**_SOPORTE DE SUEROS, REGULABLE EN ALTURA
_IV DRIP ROD SUPPORT, ADJUSTABLE IN HEIGHT**



10182-13


**_CUBO DE P.V.C.
_P.V.C. WASTE BIN**






10182-70

SOPORTE CON CAJAS BASCULANTES
TILT OUT BINS SUPPORT




10182-71

SOPORTE PARA BOTES Y CAJAS BASCULANTES
TILT OUT BINS AND BOTTLES SUPPORT




10182-52

SOPORTE PARA BOTES Y
UNA CAJA DE GUANTES
GLOVE AND BOTTLES
SUPPORT




10182-58

SOPORTE PARA BOTES Y
2 CAJAS DE GUANTES
GLOVES AND BOTTLES SUPPORT



10182-50

SOPORTE PARA BOTES
BOTTLES SUPPORT






10182-80

**SOPORTE PARA 1 CAJA DE
GUANTES MEDIDAS INTERIORES**
13x8x25cm

GLOVES BOX SUPPORT
INSIDE DIMENSIONS: 13x8x25cm



10182-85

**SOPORTE PARA 2 CAJAS DE
GUANTES MEDIDAS INTERIORES**
26x8x25cm


GLOVES BOX SUPPORT
INSIDE DIMENSIONS: 26x8x25cm



10182-90


**SOPORTE PARA 3 CAJAS DE
GUANTES MEDIDAS INTERIORES**
22-26x8x25cm

GLOVES BOX SUPPORT
INSIDE DIMENSIONS: 22-26x8x35cm




10182-29

SOPORTE CON BIOCONTENEDOR DESECHABLE
SHARP DISPOSAL



10182-30

SOPORTE DISPENSADOR DE LÍQUIDO DESINFECTANTE
HAND SANITIZER DISPENSER SUPPORT






10182-9

SOPORTE BRAZO GIRATORIO
DESFIBRILLATOR MONITOR SHELF




10182-2

BANDEJA LATERAL ABATIBLE
RETRACTABLE LATERAL TRAY



10182-3

SOPORTE LATERAL
SIDE SUPPORT



10182-65


SOPORTE PARA ORDENADOR PORTATIL
LAPTOP SUPPORT






10182-23

CERRADURA MANUAL CON LLAVE
CENTRALIZED LOCK



10182-24

CERRADURA MANUAL CON
PRECINTOS DESECHABLES
LOCK WITH SECURITY SEAL



50960

100 PRECINTOS DESECHABLES
100 SECURITY SEALS




10182-8

BASE DE CONEXION
ELECTRICA
BASE WITH MULTIPLE
SOCKET




10182-27

SOPORTE CONTENEDOR DE
CATÉTERES
CATHETER BOX SUPPORT



10182-26

SOPORTE RIEL DE FIJACION EN
LATERAL
LATERAL FIXING RAIL






10182-4

SEPARACIONES VARIABLES
ADJUSTABLE DIVIDERS




10182-4

SEPARACIONES VARIABLES
12 huecos
ADJUSTABLE DIVIDERS
12 COMPARTMENTS




10182-5

SEPARACIONES VARIABLES
15 huecos
ADJUSTABLE DIVIDERS
15 COMPARTMENTS



10182-7

SEPARACIONES VARIABLES
18 huecos
ADJUSTABLE DIVIDERS
18 COMPARTMENTS



CARROS
MULTIFUNCIONALES
CESTAS
ISO MODULAR




*MULTIFUNCTIONAL
HOSPITAL TROLLEYS
ISO MODULAR BASKETS*

50005



_Incluye cestas ISO modular extraíbles 600 x 400mm
_Includes removable baskets ISO modular 600 x 400mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de aluminio y paneles estratificados con revestimiento plastificado
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Base con protección antigolpes de poliuretano integral (PUR)
- _Guías telescópicas con autocierre y marco ISO 600 x 400mm
- _Cajones con autocierre, apertura 110%
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _Empujador ergonómico de poliuretano integral (PUR)
- _Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 74 a 81)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Aluminium structure and stratified side panels with plasticized coating
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Base with polyurethane integral bumper protection (PUR)
- _Telescopic slides with automatic shutting system and frame ISO 600 x 400mm
- _Drawers with automatic shutting system, 110% total opening
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _Ergonomic pushing handle of polyurethane integral (PUR)
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Equipped with optional accessories. (see page 74 to 81)

_Paneles y cajones _Drawers and panels



_Patas _Legs



_Tiradores _Handles







50000

_Incluye cestas ISO modular extraíbles 600 x 400mm

_Includes removable baskets ISO modular 600 x 400mm

50mm |  1

100mm |  3

200mm |  1

					
50000	80	58	98	60	0.45
50005	80	58	98	65	0.45





50030

50030

+50510 (2)

_Incluye cestas ISO modular extraíbles 600 x 400mm

_Includes removable baskets ISO modular 600 x 400mm

50mm |  1

100mm |  1

_Paneles y cajones
_Drawers and panels

 _Azul
_Blue
 _Morado
_Purple
 _Pistacho
_Light green
 _Rojo
_Red
 _Blanco
_White
 _Naranja
_Orange
 _Gris
_Grey

_Patas
_Legs

_Tiradores
_Handles

					
50030	80	58	98	60	0.45
50035	80	58	98	63	0.45



_Incluye cestas ISO modular extraíbles 600 x 400mm

_Includes removable baskets ISO modular 600 x 400mm

50mm |  1

100mm |  2

50035



50035

+50510 (1)
+50515 (1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de aluminio y paneles estratificados con revestimiento plastificado
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Base con protección antigolpes de poliuretano integral (PUR)
- _Guías telescópicas con autocierre y marco ISO 600 x 400mm
- _Cajones con autocierre, apertura 110%
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _Parte inferior panel con guías para cestas o estantes
- _Empujador ergonómico de poliuretano integral (PUR)
- _Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 74 a 81)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Aluminium structure and stratified side panels with plasticized coating
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Base with polyurethane integral bumper protection (PUR)
- _Telescopic slides with automatic shutting system and frame ISO 600 x 400mm
- _Drawers with automatic shutting system, 110% total opening
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _Lower part with liner panels for baskets or shelves
- _Ergonomic pushing handle of polyurethane integral (PUR)
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Equipped with optional accessories. (see page 74 to 81)



_Incluye cestas ISO modular extraibles 600 x 400mm

_Includes removable baskets ISO modular 600 x 400mm

50mm |  1

100mm |  1

50050



_Paneles y cajones
_Drawers and panels

-  _Azul
_Blue
-  _Morado
_Purple
-  _Pistacho
_Light green
-  _Rojo
_Red
-  _Blanco
_White
-  _Naranja
_Orange
-  _Gris
_Grey

_Patas
_Legs




_Tiradores
_Handles



50055

_Incluye cestas ISO modular extraíbles 600 x 400mm

_Includes removable baskets ISO modular 600 x 400mm



50050	80	58	98	70	0.45
50055	80	58	98	75	0.45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de aluminio y paneles estratificados con revestimiento plastificado
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Base con protección antigolpes de poliuretano integral (PUR)
- _Guías telescópicas con autocierre y marco ISO 600 x 400mm
- _Cajones con autocierre, apertura 110%
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _Dos puertas abatibles, interior panel con guías para cestas o estantes
- _Empujador ergonómico de poliuretano integral (PUR)
- _Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 74 a 81)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Aluminium structure and stratified side panels with plasticized coating
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Base with polyurethane integral bumper protection (PUR)
- _Telescopic slides with automatic shutting system and frame ISO 600 x 400mm
- _Drawers with automatic shutting system, 110% total opening
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _Two doors, inside with liner panels for baskets or shelves
- _Ergonomic pushing handle of polyurethane integral (PUR)
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Equipped with optional accessories. (see page 74 to 81)

50785



_Tope de salida de bandeja incluido

_Pull-out stopper included



_Incluye cestas ISO modular extraíbles 600 x 400mm

_Includes removable baskets ISO modular 600 x 400mm

50mm 2

100mm 6

_Pueden poner cestas según sus necesidades

_You can put baskets according your needs

50100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de aluminio y paneles estratificados con revestimiento plastificado
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Base con protección antigolpes de poliuretano integral (PUR)
- _Dos puertas abatibles, interior panel con guías para cestas o estantes
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _Cerradura con llave
- _Empujador ergonómico de poliuretano integral (PUR)
- _Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 74 a 81)


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Aluminium structure and stratified side panels with plasticized coating
- _Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- _Base with polyurethane integral bumper protection (PUR)
- _Two doors, inside with liner panels for baskets or shelves
- _Locking key
- _Ergonomic pushing handle of polyurethane integral (PUR)
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _Equipped with optional accessories. (see page 74 to 81)



	cm	cm	cm	kg	m ³
50100	80	58	120	62	0.56
50110	80	58	156	75	0.72

50785




_Tope de salida de bandeja incluido

_Pull-out stopper included

50110



_Incluye cestas ISO modular extraíbles 600 x 400mm
_Includes removable baskets ISO modular 600 x 400mm



_Pueden poner cestas según sus necesidades
_You can put baskets according your needs

_Paneles y cajones
_Drawers and panels



_Patas
_Legs



_Tiradores
_Handles



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE CURAS

- Estructura de aluminio y paneles estratificados con revestimiento plastificado
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Base con protección antigolpes de poliuretano integral (PUR)
- Guías telescópicas con autocierre y marco ISO 600 x 400mm
- Cajones con autocierre, apertura 110%
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- Empujador ergonómico de poliuretano integral (PUR)
- Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno
- Equipados con accesorios:

Ref.50915 Soporte con cajas basculantes

Ref.50920 Cubo de PVC

Ref.50925 Soporte con biocontenedor desechable (ver páginas 74 a 81)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CURE TROLLEY

- Aluminium structure and stratified side panels with plasticized coating
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Base with polyurethane integral bumper protection (PUR)
- Telescopic slides with automatic shutting system and frame ISO 600 x 400mm
- Drawers with automatic shutting system, 110% total opening
- Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- Ergonomic pushing handle of polyurethane integral (PUR)
- 125mm rolling wheels, two with brakes
- Equipped with accessories:

Ref.50915 Tilt out bins

Ref.50920 PVC Waste bin


Ref.50925 Sharp disposal (see pages 74 to 81)

50005

+ 50915

+ 50920

+ 50925



					
50005	80	58	98	65	0.45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE PARADA

- Estructura de aluminio y paneles estratificados con revestimiento plastificado
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Base con protección antigolpes de poliuretano integral (PUR)
- Guías telescópicas con autocierre y marco ISO 600 x 400mm
- Cajones con autocierre, apertura 110%
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- Empujador ergonómico de poliuretano integral (PUR)
- Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno
- Equipados con accesorios:

Ref.50900 Soporte botella de oxígeno

Ref.50905 Table de masaje cardíaco

Ref.50910 Soporte de sueros

(ver páginas 74 a 81)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CRASH TROLLEY

- Aluminium structure and stratified side panels with plasticized coating
- Upper ABS platform on top with extended up rims on three sides
- Base with polyurethane integral bumper protection (PUR)
- Telescopic slides with automatic shutting system and frame ISO 600 x 400mm
- Drawers with automatic shutting system, 110% total opening
- Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- Ergonomic pushing handle of polyurethane integral (PUR)
- 125mm rolling wheels, two with brakes
- Equipped with accessories:

Ref.50900 Oxygen tank holder

Ref.50905 Cardiac back board

Ref.50910 IV drip rod support

(see pages 74 to 81)

50000

+ 50900

+ 50905

+ 50910

50000	80	58	98	60	0.45



50785



_Tope de salida de bandeja incluido

_Pull-out stopper included

50115


_Encimera estratificada
_5 guías para cestas o estantes

_Stratified top
_5 guides for baskets or shelves




_Incluye cestas ISO modular extraíbles 600 x 400mm

_Includes removable baskets ISO modular 600 x 400mm



50785



_Tope de salida de bandeja incluido

_Pull-out stopper included


50120

_10 guías para cestas o estantes

_10 guides for baskets or shelves

_Incluye cestas ISO modular extraíbles 600 x 400mm

_Includes removable baskets ISO modular 600 x 400mm




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Encimera estratificada
- _Empujador
- _Protección antigolpes
- _Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno
- _OPCIONAL: Soporte para bandeja de 400 x 300mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Steel structure with epoxy coating
- _stratified top
- _Pushing handle
- _Bumper protection
- _125mm rolling wheels, two with brakes
- _OPTIONAL: side support for shelf of 400 x 300mm


					
50115	74	42	110	25	0.34
50120	74	42	157	36	0.49





_Elige tus necesidades

_Your needs



50630



_Separador ajustable cada 10mm
_Adjustable cross divider every 10mm
600 x 50mm

50635

_Separador ajustable cada 10mm
_Adjustable cross divider every 10mm
400 x 50mm

50640


_Separador flexible y deslizante con puntos de rotura cada 10mm
_Flexible sliding divider with breaking points every 10mm
170 x 45mm



Separaciones para cestas de 600 x 400 x 50mm

Dividers for baskets of 600 x 400 x 50mm


50600



24

_Compartimentos
_Compartment


50605



15

_Compartimentos
_Compartment


50610



8

_Compartimentos
_Compartment


50615



12

_Compartimentos
_Compartment


50620



12

_Compartimentos
_Compartment

50625



12


_Compartimentos
_Compartment

_Separadores variables ajustables cada 10mm
_Adjustable cross dividers every 10mm



_Elige tus necesidades

_Your needs



50675

_Separador ajustable cada 20 mm

_Adjustable cross dividers every 20mm

600 x 100mm

50680

_Separador ajustable cada 20 mm

_Adjustable cross dividers every 20mm

400 x 100mm

50685

_Separador flexible y deslizante con puntos de rotura cada 10mm


_Flexible sliding divider with breaking points every 10 mm

170 x 45mm

| Separaciones para cestas de 600 x 400 x 100mm

| Dividers for baskets of 600 x 400 x 100mm


50645



15

_Compartimentos
_Compartment


50650



8

_Compartimentos
_Compartment


50655



6

_Compartimentos
_Compartment


50660



9

_Compartimentos
_Compartment


50665



10

_Compartimentos
_Compartment

50670



12

_Compartimentos
_Compartment


_Separadores variables ajustables cada 20mm

_Adjustable cross dividers every 20mm



_Elige tus necesidades

_Your needs




50720

_Separador ajustable cada 140mm

_Adjustable cross divider every 140mm

600 x 200mm



50725

_Separadores ajustable cada 60mm

_Adjustable cross divider every 60mm

400 x 200mm



50730

_Separador deslizante

_Sliding divider


150 x 200mm



| Separaciones para cestas de 600 x 400 x 200mm

| Dividers for baskets of 600 x 400 x 200mm


50690



12

_Compartimentos
_Compartment


50695



8

_Compartimentos
_Compartment


50700



6

_Compartimentos
_Compartment


50705



12

_Compartimentos
_Compartment


50710



8

_Compartimentos
_Compartment

50715



6

_Compartimentos
_Compartment


_Separadores variables y ajustables

_Adjustable cross dividers



50900

_SOPORTE BOTELLA DE OXIGENO ø110 x 780 mm
_OXYGEN TANK HOLDER ø110 x 780 mm




51005

_SOPORTE PARA ORDENADOR PORTATIL
_LAPTOP SUPPORT




50905

_TABLA DE MASAJE CARDIACO
_CARDIAC BACK BOARD



50910


_SOPORTE DE SUEROS, REGULABLE EN ALTURA
_IV DRIP ROD SUPPORT, ADJUSTABLE IN HEIGHT






50915

SOPORTE CON CAJAS BASCULANTES
TILT OUT BINS SUPPORT




50920

CUBO DE PVC
PVC WASTE BIN




50925

SOPORTE CON BIOCONTENEDOR DESECHABLE
SHARP DISPOSAL



51010


BANDEJA LATERAL ABATIBLE
RETRACTABLE LATERAL TRAY





50935

SOPORTE BRAZO GIRATORIO
DESFIBRILLATOR MONITOR SHELF




51015

SOPORTE GUIA CABLES
CABLE GUIDE SUPPORT




50970

BASE DE CONEXION ELECTRICA
BASE WITH MULTIPLE SOCKET



50950

SOPORTE LATERAL
SIDE SUPPORT






50955

CIERRES CON PRECINTOS DESECHABLES

Incluye 100 precintos

LOCK WITH SECURITY SEAL


Including 100 security seals



50965

CERRADURA MANUAL CON LLAVE

CENTRALIZED LOCK



50960




100 PRECINTOS DESECHABLES

100 SECURITY SEALS

50980

SOPORTE CONTENEDOR DE CATETERES


CATHETER CONTAINER SUPPORT






51025

_SOPORTE PARA BOTES
_BOTTLES SUPPORT




50990

_SOPORTE RIEL DE FIJACION EN TRASERA
_FIXING RAIL ON BACK SIDE



50995

_SOPORTE RIEL DE FIJACION EN LATERAL
_LATERAL FIXING RAIL



CARROS
HOSPITALARIOS
MULTIFUNCIONALES



*MULTIFUNCTIONAL
HOSPITAL TROLLEYS*

70000



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO HOSPITALARIO MULTIFUNCIONAL
- _ Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Empujador lateral
- _ Base de alto impacto en ABS
- _ Cajón con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _ Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _ Guías telescópicas con autocierre
- _ Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- _ Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 99 a 101)

70005

- _ Bandeja inferior en ABS
- _ ABS lower shelf



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL TROLLEY
- _ Aluminium and epoxy steel coating structure
- _ ABS upper top with extended up rims on three sides
- _ Lateral push handle
- _ High impact ABS base
- _ Drawer with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _ Telescopic slides with automatic shutting system
- _ 100mm rolling wheels, two with brakes
- _ Equipped with optional accessories (see pages 99 to 101)

					
70000	65	56	94	24	0,34
70005	65	56	94	25	0,34

70005

+ 70235



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO DE ANESTESIA
- _ Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Bandeja inferior en ABS
- _ Empujador lateral
- _ Base de alto impacto en ABS
- _ Cajón con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _ Guías telescópicas con autocierre
- _ Bandeja inferior en ABS
- _ Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- _ Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _ Equipados con accesorios:
- Ref. 70235** Soporte para ordenador portátil (ver páginas 99 a 101)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ ANESTHESIA TROLLEY
- _ Aluminium and epoxy steel coating structure
- _ ABS upper top with extended up rims on three sides
- _ ABS lower shelf
- _ Lateral push handle
- _ High impact ABS base
- _ Drawer with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ Telescopic slides with automatic shutting system
- _ ABS lower shelf
- _ 100mm rolling wheels, two with brakes
- _ Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _ Equipped with accessories:
- Ref. 70235** Laptop support (see pages 99 to 101)

Colores | Colours



_Azul
_Blue



_Pistacho
_Light green



_Morado
_Purple



_Rojo
_Red



_Blanco
_White



_Naranja
_Orange

70010



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO HOSPITALARIO MULTIFUNCIONAL
- _ Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Empujador lateral
- _ Base de alto impacto en ABS
- _ Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _ Guías telescópicas con autocierre
- _ Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- _ Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _ Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 99 a 101)

70015


- _ Bandeja inferior en ABS
- _ ABS lower shelf



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL TROLLEY
- _ Aluminium and epoxy steel coating structure
- _ ABS upper top with extended up rims on three sides
- _ Lateral push handle
- _ High impact ABS base
- _ Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ Telescopic slides with automatic shutting system
- _ 100mm rolling wheels, two with brakes
- _ Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _ Equipped with optional accessories (see pages 99 to 101)

					
70010	65	56	94	30	0,34
70015	65	56	94	31	0,34



70015

+ 70215
+ 70220
+ 70225

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO DE ANESTESIA
- _ Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Bandeja inferior en ABS
- _ Empujador lateral
- _ Base de alto impacto en ABS
- _ Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _ Guías telescópicas con autocierre
- _ Bandeja inferior en ABS
- _ Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- _ Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _ Equipados con accesorios:
 - Ref. 70215** Soporte cajas basculantes
 - Ref. 70220** Soporte cubo PVC
 - Ref. 70225** Soporte biocontenedor (ver páginas 99 a 101)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ ANESTHESIA TROLLEY
- _ Aluminium and epoxy steel coating structure
- _ ABS upper top with extended up rims on three sides
- _ ABS lower shelf
- _ Lateral push handle
- _ High impact ABS base
- _ Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ Telescopic slides with automatic shutting system
- _ ABS lower shelf
- _ 100mm rolling wheels, two with brakes
- _ Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _ Equipped with accessories:
 - Ref. 70215** Tilt out bins support
 - Ref. 70220** PVC waste bin
 - Ref. 70225** Sharp disposal (see pages 99 to 101)

Colores | Colours

_Azul	_Pistacho	_Morado	_Rojo	_Blanco	_Naranja
_Blue	_Light green	_Purple	_Red	_White	_Orange

70020



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO HOSPITALARIO MULTIFUNCIONAL
- _ Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Empujador lateral
- _ Base de alto impacto en ABS
- _ Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _ Guías telescópicas con autocierre
- _ Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- _ Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _ Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 99 a 101)

70025

- _ Bandeja inferior en ABS
- _ ABS lower shelf



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL TROLLEY
- _ Aluminium and epoxy steel coating structure
- _ ABS upper top with extended up rims on three sides
- _ Lateral push handle
- _ High impact ABS base
- _ Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ Telescopic slides with automatic shutting system
- _ 100mm rolling wheels, two with brakes
- _ Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _ Equipped with optional accessories (see pages 99 to 101)

					
70020	65	56	94	36	0,34
70025	65	56	94	37	0,34



70020

+ 70220
+ 70240

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO DE CURAS
- _ Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Empujador lateral
- _ Base de alto impacto en ABS
- _ Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _ Guías telescópicas con autocierre
- _ Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- _ Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _ Equipados con accesorios:

Ref. 70220 Soporte cubo PVC

Ref. 70240 Soporte dispensador de líquido desinfectante (ver páginas 99 a 101)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ CURE TROLLEY
- _ Aluminium and epoxy steel coating structure
- _ ABS upper top with extended up rims on three sides
- _ Lateral push handle
- _ High impact ABS base
- _ Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ Telescopic slides with automatic shutting system
- _ 100mm rolling wheels, two with brakes
- _ Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _ Equipped with accessories:

Ref. 70220 PVC waste bin

Ref. 70240 Sanitizer dispenser support (see pages 99 to 101)

Colores | Colours

_Azul	_Pistacho	_Morado	_Rojo	_Blanco	_Naranja
_Blue	_Light green	_Purple	_Red	_White	_Orange

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO HOSPITALARIO MULTIFUNCIONAL
- _ Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- _ Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _ Empujador lateral
- _ Base de alto impacto en ABS
- _ Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _ Guías telescópicas con autocierre
- _ Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- _ Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _ Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 99 a 101)

70030

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL TROLLEY
- _ Aluminium and epoxy steel coating structure
- _ ABS upper top with extended up rims on three sides
- _ Lateral push handle
- _ High impact ABS base
- _ Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ Telescopic slides with automatic shutting system
- _ 100mm rolling wheels, two with brakes
- _ Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _ Equipped with optional accessories (see pages 99 to 101)



					
70030	65	56	94	36	0,34



70030

- + 70200
- + 70205
- + 70210
- + 70230

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CARRO DE EMERGENCIAS
- _Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Empujador lateral
- _Base de alto impacto en ABS
- _Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _Guías telescópicas con autocierre
- _Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _Equipados con accesorios:
 - Ref.70200** Soporte botella de oxígeno
 - Ref.70205** Tabla de masaje cardíaco
 - Ref.70210** Soporte suero regulable en altura
 - Ref.70230** Cierre con precintos desechables (ver páginas 99 a 101)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EMERGENCY TROLLEY
- _Aluminium and epoxy steel coating structure
- _ABS upper top with extended up rims on three sides
- _Lateral push handle
- _High impact ABS base
- _Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _Telescopic slides with automatic shutting system
- _100mm rolling wheels, two with brakes
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _Equipped with accessories:
 - Ref.70200** Oxygen tank holder
 - Ref.70205** Cardiac board
 - Ref.70210** IV drip rod support, adjustable in height
 - Ref.70230** Lock with security seal (see pages 99 to 101)

Colores | Colours

_Azul	_Pistacho	_Morado	_Rojo	_Blanco	_Naranja
_Blue	_Light green	_Purple	_Red	_White	_Orange



70040

_Bandejas en ABS
_Un cajón inferior

_ABS shelves
_Lower drawer



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CARRO HOSPITALARIO MULTIFUNCIONAL
- _Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Empujador lateral
- _Base de alto impacto en ABS
- _Cajón con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _Guías telescópicas con autocierre
- _Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 99 a 101)

70045

_Bandejas en ABS

_ABS shelves



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL TROLLEY
- _Aluminium and epoxy steel coating structure
- _ABS upper top with extended up rims on three sides
- _Lateral push handle
- _High impact ABS base
- _Drawer with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _Telescopic slides with automatic shutting system
- _100mm rolling wheels, two with brakes
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _Equipped with optional accessories (see pages 99 to 101)


70035

- _Bandejas en ABS
- _Un cajón superior
- _ABS shelves
- _Upper drawer

					
70035	65	56	94	26	0,34
70040	65	56	94	26	0,34
70045	65	56	94	18	0,34



Colores | Colours

					
_Azul	_Pistacho	_Morado	_Rojo	_Blanco	_Naranja
_Blue	_Light green	_Purple	_Red	_White	_Orange

70055

_Bandejas en ABS
_Un cajón superior

_ABS shelves
_Upper drawer


70060

_Bandejas en ABS

_ABS shelves


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CARRO HOSPITALARIO MULTIFUNCIONAL
- _Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Empujador lateral
- _Base de alto impacto en ABS
- _Cajón con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _Guías telescópicas con autocierre
- _Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 99 a 101)

					
70055	65	56	128	27	0,46
70060	65	56	128	27	0,46
70070	76	45	86	22	0,30
70065	76	45	86	22	0,30

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Aluminium and epoxy steel coating structure
- _ABS upper top with extended up rims on three sides
- _Lateral push handle
- _High impact ABS base
- _Drawer with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _Telescopic slides with automatic shutting system
- _100mm rolling wheels, two with brakes
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _Equipped with optional accessories (see pages 99 to 101)

70070



_Ruedas de 75mm color único Gris

_75mm rolling wheels, only grey colour

70065



_Soporte cubo P.V.C.

_Soporte palangana

_P.V.C. waste bin

_Basin Holder

_Ruedas de 75mm color único Gris

_75mm rolling wheels, only grey colour

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura de aluminio y acero inoxidable
- _Bandejas superior e inferior extraíbles en acero inoxidable
- _Base de alto impacto en ABS
- _Cajón, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _Ruedas giratorias anti hilos de 75mm
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 99 a 101)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Aluminium and stainless steel structure
- _Removable stainless steel upper and lower trays
- _High impact ABS base
- _Drawers front in colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _75mm rolling wheels
- _Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- _Equipped with optional accessories (see pages 99 to 101)

Colores Colours



_Azul

_Blue



_Pistacho

_Light green



_Morado

_Purple



_Rojo

_Red



_Blanco

_White



_Naranja

_Orange

70085

- _ Tres bandejas extraíbles
- _ Dos cajones
- _ **Opcional Ref. 70220** _ Soporte cubo P.V.C.
- _ *Three removable trays*
- _ *Two drawers*
- _ **Opcional Ref. 70220** _ *P.V.C. waste bin*



- _ Ruedas de 75mm color único Gris
- _ *75mm rolling wheels, only grey colour*

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Aluminium and stainless steel structure
- _ Removable stainless steel upper and lower trays
- _ High impact ABS base
- _ Drawers front in colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- _ 75mm rolling wheels
- _ Equipped with optional accessories (see pages 99 to 101)

					
70085	90	45	86	30	0,38
70090	76	45	86	20	0,30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura de aluminio y acero inoxidable
- _ Bandejas superior e inferior extraíbles en acero inoxidable
- _ Base de alto impacto en ABS
- _ Cajones, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _ Ruedas giratorias anti hilos de 75mm
- _ Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 99 a 101)


70090

- _ Dos bandejas extraíbles
- _ *Two removable trays*



- _ Ruedas de 75mm color único Gris
- _ *75mm rolling wheels, only grey colour*

70115



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Aluminium and stainless steel structure
- Upper MDF board laminate
- Epoxy steel coating lower shelf
- Drawer with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, orange and light green
- Telescopic slides with automatic shutting system
- Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- High impact ABS base
- 100mm rolling wheels, two with brakes
- Equipped with optional accessories (see pages 99 to 101)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- Entrepañ superior tablero de fibra recubierto en melamina
- Entrepañ inferior en acero con revestimiento en epoxy
- Cajón con autocierre, apertura 110% frente colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- Guías telescópicas con autocierre
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- Base de alto impacto en ABS
- Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- Equipados opcionalmente con accesorios (ver páginas 99 a 101)

70110

- Un cajón
- One drawer



70115	90	45	87	30	0,35
70110	90	45	87	21	0,35

Colores | Colours



_Azul
_Blue



_Pistacho
_Light green



_Morado
_Purple



_Rojo
_Red



_Blanco
_White




_Naranja
_Orange



70100

- _ Tres cestas 60 x 40 x 10cm
- _ Three grid baskets 60 x 40 x 10cm



TECHNICAL CHARACTERISTICS


- _ MULTIFUNCTIONAL HOSPITAL TROLLEY
- _ Aluminium and stainless steel structure
- _ Stainless steel baskets
- _ High impact ABS base
- _ 100mm rolling wheels, two with brakes
- _ Equipped with optional accessories
- (see pages 99 to 101)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO HOSPITALARIO MULTIFUNCIONAL
- _ Estructura de aluminio y acero inoxidable
- _ Cestas acero inoxidable
- _ Base de alto impacto en ABS
- _ Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- _ Equipados opcionalmente con accesorios
- (ver páginas 99 a 101)

70105

- _ Dos cestas 60 x 40 x 20cm
- _ Two grid baskets 60 x 40 x 20cm




					
70100	77	45	87	16	0,30
70105	77	45	87	16	0,30




70200

SOPORTE BOTELLA DE OXIGENO $\varnothing 110 \times 780 \text{mm}$
OXYGEN TANK HOLDER $\varnothing 110 \times 780 \text{mm}$



70200

SOPORTE BOTELLA DE OXIGENO $\varnothing 140 \times 570 \text{mm}$
OXYGEN TANK HOLDER $\varnothing 140 \times 570 \text{mm}$




70205

TABLA DE MASAJE CARDIACO
CARDIAC BOARD



70210

SOPORTE DE SUEROS REGULABLE EN ALTURA
IV DRIP ROD SUPPORT, ADJUSTABLE IN HEIGHT





70215

_SOPORTE CON CAJAS BASCULANTES
_TILT OUT BINS SUPPORT



70220

_CUBO DE PVC
_PVC WASTE BIN




70225

_SOPORTE CON BIOCONTENEDOR DESECHABLE
_SHARP DISPOSAL



70230

_CIERRE CON PRECINTOS DESECHABLES
Incluye 100 precintos
_LOCK WITH SECURITY SEAL Including 100 security seals





70235

SOPORTE PARA ORDENADOR PORTATIL
LAPTOP SUPPORT




70240

SOPORTE DISPENSADOR DE LIQUIDO DESINFECTANTE
SANITIZER DISPENSER SUPPORT



70245

SEPARACIONES VARIABLES
ADJUSTABLE DIVIDERS



CARROS DE MEDICACIÓN Y UNIDOSIS

MEDICATION TROLLEYS






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE MEDICACIÓN Y UNIDOSIS

- Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Empujador lateral
- Base de alto impacto en ABS
- Cajones con autocierre, apertura 110%
- Frente colores: rojo, azul, morado, blanco y pistacho
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- 2 bandejas apertura 110% con 8 cajetines para medicación de 230x120x70mm
- Cajetines con divisiones transparentes y tarjeta de identificación
- Cerradura con llave
- Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- Equipado opcionalmente con accesorios: Ver páginas 110 a 111


72000



TECHNICAL CHARACTERISTICS

MEDICATION TROLLEY

- Aluminium and epoxy steel coating structure
- ABS upper top with extended up rims on three sides
- Lateral push handle
- High impact ABS base
- Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, and light green
- Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- 2 shelves with 8 drug dispensary bins 230x120x70mm, 110% total opening
- Drug bins with transparent dividers and identification card holder
- Lock with key
- 100mm rolling wheels, two with brakes
- Equipped with optional accessories: See pages 110 to 111



	72000	78	46	97	62	0,34
	72005	78	46	97	61	0,34



72005

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE MEDICACIÓN Y UNIDOSIS

- Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Empujador lateral
- Base de alto impacto en ABS
- Cajones con autocierre, apertura 110%
- Frente colores: rojo, azul, morado, blanco y pistacho
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- 3 bandejas apertura 110% con 12 cajetines para medicación de 230x120x70mm
- Cajetines con divisiones transparentes y tarjeta de identificación
- Cerradura con llave
- Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- Equipado opcionalmente con accesorios: Ver páginas 110 a 111

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MEDICATION TROLLEY

- Aluminium and epoxy steel coating structure
- ABS upper top with extended up rims on three sides
- Lateral push handle
- High impact ABS base
- Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, and light green
- Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- 3 shelves with 12 drug dispensary bins 230x120x70mm, 110% total opening
- Drugs bins with transparent dividers and identification card holder
- Lock with key
- 100mm rolling wheels, two with brakes
- Equipped with optional accessories: See pages 110 to 111



Colores | Colours



—Azul
—Blue

—Pistacho
—Light green

—Morado
—Purple

—Rojo
—Red


—Blanco
—White



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE MEDICACIÓN Y UNIDOSIS

- Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Empujador lateral
- Base de alto impacto en ABS
- Cajones con autocierre, apertura 110%
- Frente colores: rojo, azul, morado, blanco y pistacho
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- 4 bandejas apertura 110% con 16 cajetines para medicación de 230x120x70mm
- Cajetines con divisiones transparentes y tarjeta de identificación
- Cerradura con llave
- Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- Equipado opcionalmente con accesorios: Ver páginas 110 a 111



72010


TECHNICAL CHARACTERISTICS

MEDICATION TROLLEY

- Aluminium and epoxy steel coating structure
- ABS upper top with extended up rims on three sides
- Lateral push handle
- High impact ABS base
- Drawers with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, and light green
- Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- 4 shelves with 16 drug dispensary bins 230x120x70mm, 110% total opening
- Drug bins with transparent dividers and identification card holder
- Lock with key
- 100mm rolling wheels, two with brakes
- Equipped with optional accessories: See pages 110 to 111



72010	78	46	97	60	0,34
72015	78	46	97	61	0,34



72015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE MEDICACIÓN Y UNIDOSIS

- Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Empujador lateral
- Base de alto impacto en ABS
- Cajón con autocierre, apertura 110%
- Frente colores: rojo, azul, morado, blanco y pistacho
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- 5 bandejas apertura 110% con 20 cajetines para medicación de 230x120x70mm
- Cajetines con divisiones transparentes y tarjeta de identificación
- Cerradura con llave
- Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- Equipado opcionalmente con accesorios: Ver páginas 110 a 111

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MEDICATION TROLLEY

- Aluminium and epoxy steel coating structure
- ABS upper top with extended up rims on three sides
- Lateral push handle
- High impact ABS base
- Drawer with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, and light green
- Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- 5 shelves with 20 drug dispensary bins 230x120x70mm, 110% total opening
- Drug bins with transparent dividers and identification card holder
- Lock with key
- 100mm rolling wheels, two with brakes
- Equipped with optional accessories: See pages 110 to 111



Colores | Colours



—Azul
—Blue

—Pistacho
—Light green

—Morado
—Purple

—Rojo
—Red

—Blanco
—White



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE MEDICACIÓN Y UNIDOSIS

- Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Empujador lateral
- Base de alto impacto en ABS
- Cajón con autocierre, apertura 110%
- Frente colores: rojo, azul, morado, blanco y pistacho
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- 6 bandejas apertura 110% con 24 cajetines para medicación de 230x120x70mm
- Cajetines con divisiones transparentes y tarjeta de identificación
- Cerradura con llave
- Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- Equipado opcionalmente con accesorios: Ver páginas 110 a 111


72020



TECHNICAL CHARACTERISTICS

MEDICATION TROLLEY

- Aluminium and epoxy steel coating structure
- ABS upper top with extended up rims on three sides
- Lateral push handle
- High impact ABS base
- Drawer with automatic shutting system, 110% total opening, colours: red, blue, purple, white, and light green
- Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- 6 shelves with 24 drug dispensary bins 230x120x70mm, 110% total opening
- Drug bins with transparent dividers and identification card holder
- Lock with key
- 100mm rolling wheels, two with brakes
- Equipped with optional accessories: See pages 110 to 111



	72020	78	46	97	62	0,34
	72025	78	46	97	60	0,34



72025

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO DE MEDICACIÓN Y UNIDOSIS

- Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Empujador lateral
- Base de alto impacto en ABS
- Dos puertas abatibles, colores: rojo, azul, morado, blanco y pistacho
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- 4 bandejas apertura 110% con 16 cajetines para medicación de 230x120x70mm
- Cajetines con divisiones transparentes y tarjeta de identificación
- Cerradura con llave
- Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- Equipado opcionalmente con accesorios: Ver páginas 110 a 111

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MEDICATION TROLLEY

- Aluminium and epoxy steel coating structure
- ABS upper top with extended up rims on three sides
- Lateral push handle
- High impact ABS base
- Two doors in different colours: red, blue, purple, white, and light green
- Identification card holder, color white. Available in colors red, purple, yellow, green and blue.
- 4 shelves with 16 drug dispensary bins 230x120x70mm, 110% total opening
- Drug bins with transparent dividers and identification card holder
- Lock with key
- 100mm rolling wheels, two with brakes
- Equipped with optional accessories: See pages 110 to 111



Colores | Colours



—Azul
—Blue

—Pistacho
—Light green

—Morado
—Purple

—Rojo
—Red

—Blanco
—White



72100

_CUBO DE PVC
_PVC WASTE BIN



72105

_SOPORTE CON BIOCONTENEDOR DESECHABLE
_SHARP DISPOSAL



72110

_SOPORTE CON CAJAS BASCULANTES
_TILT OUT BINS SUPPORT



_6 cajas
_6 bins

_5 cajas
_5 bins




72115

BANDEJA LATERAL ABATIBLE
RETRACTABLE LATERAL TRAY




72120

SEPARACIONES VARIABLES
ADJUSTABLE DIVIDERS



72125

SOPORTE DISPENSADOR DE LIQUIDO DESINFECTANTE
SANITIZER DISPENSER SUPPORT



CARROS
HOSPITALARIOS
MULTIFUNCIONALES

*MULTIFUNCTIONAL
HOSPITAL TROLLEY*

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com

CARROS CAMILLAS

STRETCHER TROLLEYS



ED7

inmoclinc 



in the world



**Calidad
Quality**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.



Indice

Index

4	Carros camilla de urgencias <i>Urgencies stretcher trolley</i>
12	Carro para traslado de cadáveres <i>Mortuary transfer trolley</i>
13	Carro de lavado de enfermos <i>Shower Trolley</i>
14	Colores <i>Colours</i>



21
84
65



10100

4
SECCIONES
4
SECTIONS



10100 210 84 65-96 120 1,15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Sistema de elevación soportado por columnas mediante actuador hidráulico actuado por pedales bilaterales 65-96cm
- _Lecho de 4 secciones radiotransparente, fabricado en HPL, espesor 10mm
- _Sistema de guías que permite realizar placas RX en todo el lecho mediante un soporte porta-cassette
- _Respaldo articulado mediante resorte a gas 0-90°
- _Articulación del plano de rodilla (plano medio) mediante resorte a gas
- _Plano de pies independiente con articulación mecánica (manual)
- _Tren y antitren mediante accionamiento hidráulico (+ -12) con pedales bilaterales
- _Colchoneta fabricada en material ignífugo y antiestático (espesor: 10cm alta densidad)
- _Tapizado en tela vinílica, antibacteriana, resistente a la abrasión, ignífugo M1. Fácil de limpiar y de mantener

- _Correa de sujeción para el paciente
- _Freno centralizado y servodireccionado
- _Ruedas de ø200mm, dos de ellas antiestáticas
- _5ª rueda para facilitar los movimientos
- _Empujador ergonómico y plegable
- _Barandillas plegables con cierre de seguridad
- _Soporte de suero, 4 ganchos, regulable en altura, fácil colocación en cualquiera de las 4 esquinas
- _Soporte para drenajes
- _Carenado inferior termoplástico, en ABS, que protege los mecanismos y facilita su limpieza, con 2 alojamientos para bombona de oxígeno y porta objetos
- _Capacidad de carga 300 kg



¡IMPORTANTE!

Color único, solo se fabrica en AZUL

Colores | Colours

84




TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _URGENCIES STRETCHER TROLLEY
- _Steel structure with epoxy coating
- _Height adjustable support on columns by hydraulic pump with bilateral pedals 65-96cm
- _4 sections, radiolucent bed, made of HPL, 10mm thickness
- _Guide system that allow to perform RX plates around the bed by holder cassette support
- _Articulate backrest by gas piston 0-90°
- _Knee section movement (middle section) by gas spring
- _Independent footrest manually operated
- _Hydraulic tren&reverse with bilateral pedals (+ -12)
- _Fire retardant and antistatic mattress (thickness 10cm. High density)
- _Upholstered in vinyl, antibacterial, abrasion resistant, M-1 class. Easy to clean and keep
- _Patient fastening strap
- _Centralized break system
- _ø200mm wheels, two of them antistatic
- _5th wheel to easier movement
- _Folding ergonomic push handles
- _Folding side rails with security lock
- _IV support, four hooks, adjustable in height with insertion in four corners
- _Thermoplastic lower base made in ABS, easy to clean with oxygen bottle support and belongings tray
- _Load capacity 300 Kg



IMPORTANT:

Made only in **blue** colour



_5ª Rueda direccional para facilitar los movimientos

_Fifth wheel to easier the movement



_Bandeja portachasis

_Cassette support

Opcional: 10108

_Soporte multifunción para monitor y documentos

Optional: 10108

_Multifunction support for monitor and documents





					
10102	210	84	65-96	115	1,15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**CARRO CAMILLA DE URGENCIAS**

- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Sistema de elevación soportado por columnas mediante actuador hidráulico actuado por pedales bilaterales 65-96cm
- _ Lecho de 2 secciones radiotransparente, fabricado en HPL, espesor 10mm
- _ Respaldo articulado mediante resorte a gas 0-90°
- _ Tren y antitren mediante accionamiento hidráulico (+/-12) con pedales bilaterales
- _ Colchoneta fabricada en material ignífugo y antiestático (espesor: 10cm alta densidad)
- _ Tapizado en tela vinílica, antibacteriana, resistente a la abrasión, ignífugo M1. Fácil de limpiar y de mantener
- _ Freno centralizado y servodireccionado
- _ 5ª rueda para facilitar los movimientos

- _ Tren y antitren mediante accionamiento hidráulico (± 12) con pedales bilaterales
- _ Empujador ergonómico y plegable en cabecero
- _ Empujador curvado en piecero
- _ Barandillas plegables con cierre de seguridad
- _ Soporte de suero, 4 ganchos, regulable en altura, fácil colocación en cualquiera de las 4 esquinas
- _ Soporte para drenajes
- _ Carenado inferior termoplástico, en ABS, que protege los mecanismos y facilita su limpieza, con 2 alojamientos para bombona de oxígeno y porta objetos
- _ Capacidad de carga 300 kg

**¡IMPORTANTE!**Color único, solo se fabrica en **AZUL**

Colores | Colours


84

TECHNICAL CHARACTERISTICS**URGENCIAS STRETCHER TROLLEY**

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Height adjustable support on columns by hydraulic pump with bilateral pedals 65-96cm
- _ 2 sections, radiolucent bed, made of HPL, 10mm thickness
- _ Articulate backrest by gas piston 0-90°
- _ Hydraulic tren&reverse with bilateral pedals
- _ Fire retardant and antistatic mattress (thickness 10cm. High density)
- _ Upholstered in vinyl, antibacterial, abrasion resistant, M-1 class. Easy to clean and keep
- _ Centralized break system
- _ ø200mm wheels, two of them antistatic
- _ 5th wheel to easier movement
- _ Headrest folding ergonomic push handle
- _ Footrest folding curved push handle
- _ Folding side rails with security lock
- _ IV support, four hooks, adjustable in height with insertion in four corners
- _ Thermoplastic lower base made in ABS, easy to clean with oxygen bottle support and belongings tray
- _ Load capacity 300 Kg

**IMPORTANT:**

Made only in **blue** colour



- _ 5ª Rueda direccional para facilitar los movimientos

- _ Fifth wheel to easier the movement


**Opcional: 10108**

- _ Soporte multifunción para monitor y documentos

Optional: 10108

- _ Multifunction support for monitor and documents





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Regulable en altura mediante actuador hidráulico
- Dos secciones
- Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- Barandillas abatibles
- Soporte de sueros regulable en altura
- Capacidad de carga 225kg
- Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25kg/m3
- Ruedas de 125mm, dos con freno
- OPCIONAL: Soporte de rollo Ref.: 14971

TECHNICAL CHARACTERISTICS

URGENCIES STRETCHER TROLLEY

- Steel structure with epoxy coating
- Adjustable height by hydraulic pump
- Two sections
- Adjustable backrest by gas piston 70°
- Retractable side rails
- IV support adjustable in height
- Load capacity 225Kg
- Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m3
- 125mm rolling wheels two of them with brakes
- OPTIONAL: paper roll support Ref.: 14971



¡IMPORTANTE! En caso de no especificar-se color, por defecto se entenderá **NEGRO**

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

	↔ cm	↗ cm	↕ cm	⚖ kg	m ²
10005	210	66	60-98	75	0,83
10006	210	66	60-98	75	0,83

Colores | Colours






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Regulable en altura mediante actuador hidráulico
- _ Dos secciones
- _ Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- _ Barandillas plegables
- _ Soporte de sueros regulable en altura
- _ Capacidad de carga 225kg
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25kg/m3
- _ Ruedas de 125mm, dos con freno
- _ OPCIONAL: Soporte de rollo Ref.: 14971

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ URGENCIES STRETCHER TROLLEY
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Adjustable height by hydraulic pump
- _ Two sections
- _ Adjustable backrest by gas piston 70°
- _ Foldables side rails
- _ IV support adjustable in height
- _ Load capacity 225Kg
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m3
- _ 125mm rolling wheels two of them with brakes
- _ OPTIONAL: paper roll support Ref.: 14971



¡IMPORTANTE! En caso de no especificar-se color, por defecto se entenderá **NEGRO**



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours





10050

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25kg/m3
- _ Soporte de sueros regulable en altura
- _ Barandillas abatibles
- _ Soporte botella de oxígeno
- _ Bandeja porta-objetos
- _ Ruedas de 125mm, dos con freno




¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ URGENCIES STRETCHER TROLLEY
- _ Stainless steel structure
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m3
- _ IV support adjustable in height
- _ Reclining side rails
- _ Oxygen bottle support
- _ Belonging tray
- _ 125mm rolling wheels, two with brakes




IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.


**Colores | Colours**



10107



					
10050	200	75	85	40	1.27
10107	195	68	85	35	1.24



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
- _ Estructura de acero cromado
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25kg/m3
- _ Soporte de sueros regulable en altura
- _ Barandillas abatibles
- _ Ruedas de 125mm, dos con freno

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ URGENCIES STRETCHER TROLLEY
- _ Chromed steel structure
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m3
- _ IV support adjustable in height
- _ Reclining side rails
- _ 125mm rolling wheels, two with brakes

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours






10114



_Dos empujadores

_Two pushing handles



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CARRO PARA TRASLADO DE CADÁVERES
- _Estructura de acero inoxidable
- _Lecho de acero inoxidable
- _Dos empujadores
- _Ruedas de 125 mm, dos con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _MORTUARY TRANSFER TROLLEY
- _Stainless steel structure
- _Stainless steel bed support
- _Two pushing handles
- _125mm rolling wheels, two with brakes

10114	202	65	80	35	1.05
10300	195	75	57-90	45	0.83



_Inclinación de plano regulable por sistema de gas

_Adjustable tilt by gas spring system



I10300



_Tapón y tubo de desagüe

_Tap and draining tube

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _ CARRO DE LAVADO DE ENFERMOS
- _ Estructura de acero inoxidable con revestimiento en epoxy
- _ Lecho de dos secciones, fabricado en HPL
- _ Altura regulable por sistema de bomba hidráulica de accionamiento a pedal
- _ Barandillas abatibles
- _ Cabecero abatible mediante cremallera
- _ Tren y antitren por cilindro a gas
- _ Colchoneta hermética de poliéster resinado de PVC, con orificio para desagüe
- _ Tubo para desagüe 1m
- _ Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno total y direccional

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ SHOWER TROLLEY
- _ Stainless steel and epoxy coating structure
- _ 2 sections made of HPL
- _ Adjustable in height by hydraulic pump system by pedal action
- _ Reclining side rails
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Trendelenburg & reverse by gas spring
- _ PVC watertight mattress with draining hole
- _ Drain tube of 1m
- _ 125mm rolling wheels, two of them with total and directional brakes



Colores | Colours



_Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.

_Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.

Características Técnicas SKAY

TAPIZADO

- _Protección antimicrobiana
- _Protección antibacteriana
- _Protección antimicótica
- _Alta resistencia a la abrasión
 - Test Martindale en seco >51.200 revoluciones
 - Test Martindale en húmedo >12.800 revoluciones
 - Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
- _Resistencia a la transpiración y saliva humana
- _Resistencia a la orina
- _Resistencia a la sangre
- _Superficie resistente a las manchas

FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- _Lavar con agua y jabón suave
- _Enjuagar con agua limpia
- _Secar con un trapo suave

IMPORTANTE: No emplear sustancias abrasivas, disolventes ni compuestos de silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.

MATERIAL IGNÍFUGO _M-2

SKAY Technical characteristics

UPHOLSTERY

- _Antimicrobial protection
- _Antibacterial protection
- _Antimitotic protection
- _Super abrasion resistance
 - Martindale test (dry) >51.200 rubs
 - Martindale test (wet) >12.800 rubs
 - Wyzenbeek test > 70.000 rubs
- _Resistance to spitting and perspiration
- _Urine resistance
- _Blood resistance
- _Stain resistance surface

EASY TO CLEAN AND MAINTAIN

- _Wash with neutral soap and water
- _Rinse with clear water
- _Pat dry with a soft cotton cloth

IMPORTANT: Do not use abrasives, solvents or silicone compounds. Also avoid cleaning with stiff bristled brushes or metal sponges, as they can affect the material properties.

FLAME RETARDANT _M-2

CARROS
CAMILLAS

STRETCHER TROLLEYS

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com